

Instruções de uso

miniRITE R

Oticon More™



Made for
iPhone | iPad | iPod

oticon
life-changing technology

Visão geral do modelo

Este livreto é válido para os Oticon More™ seguintes modelos de aparelhos auditivos:

FW 1

- | | |
|---|----------------|
| <input type="checkbox"/> Oticon More 1 miniRITE R | 05714464006465 |
| <input type="checkbox"/> Oticon More 2 miniRITE R | 05714464006472 |
| <input type="checkbox"/> Oticon More 3 miniRITE R | 05714464006489 |

Os seguintes alto-falantes estão disponíveis para o modelo acima:

- Receptor 60
- Receptor 85
- Receptor 100 (Instrumento elétrico)
- Receptor molde power 100 (Instrumento elétrico)
- Receptor molde power 105 (Instrumento elétrico)

Introdução para este livreto

Este folheto lhe guia sobre como usar e manter seu novo aparelho auditivo. Leia o livreto cuidadosamente, incluindo a seção **Advertências**. Isso o ajudará a tirar o máximo de proveito do seu aparelho auditivo.

O seu fonoaudiólogo ajustou o aparelho auditivo para se adequar às suas necessidades. Se tiver perguntas adicionais, entre em contato com seu fonoaudiólogo.

Um profissional de saúde auditiva (especialista em aparelhos auditivos, audiologista, médico otorrinolaringologista [ouvido, nariz e garganta] e distribuidor de aparelhos auditivos) é uma pessoa com formação adequada e comprovada competência na avaliação profissional da audição, na seleção, adaptação e fornecimento de aparelhos auditivos e cuidados de reabilitação para pessoas com perda auditiva.

A formação do profissional de saúde auditiva está em conformidade com os regulamentos nacionais ou regionais.

Para a sua conveniência, este livreto contém uma barra de navegação para ajudá-lo a navegar facilmente pelas diferentes seções.

| **Sobre** | [Início](#) | [Manuseio](#) | [Opções](#) | [Zumbido](#) | [Advertências](#) | [Mais informações](#) |

Uso previsto

Uso previsto	O aparelho auditivo destina-se a amplificar e transmitir sons ao ouvido.
Indicações para uso	Bilateral or unilateral impaired hearing of sensorineural, conductive or mixed type ranging from a slight (16 dB HL*) to profound (95 dB HL*) degree of hearing loss, with an individual frequency configuration.
Usuários ao qual o produto se destina	Pessoa com perda auditiva usando um aparelho auditivo e seus cuidadores. Profissional de saúde auditiva responsável por ajustar os aparelhos auditivos.
Grupo de usuários ao qual se destina	Adultos e crianças com mais de 36 meses.
Ambientes nos quais o uso é indicado	Interno e externo.

* Conforme especificado pela Associação Americana de Fala e Linguagem Auditiva, asha.org, usando média de tons puros de 0,5, 1 e 2 kHz.

Contraindicações	Não é adequado para crianças com menos de 36 meses. Os usuários de implantes ativos devem prestar atenção especial ao usar o aparelho auditivo. Para mais informações, leia a seção Avisos .
Benefícios clínicos	O aparelho auditivo foi projetado para fornecer melhor entendimento da fala e facilitar a comunicação com o objetivo de melhorar a qualidade de vida.

AVISO IMPORTANTE

A amplificação do aparelho auditivo é ajustada e otimizada exclusivamente para as suas capacidades auditivas pessoais durante o ajuste do aparelho realizado pelo seu fonoaudiólogo.

Em resumo

Carregando

Carregue o aparelho auditivo todas as noites. A luz de LED no aparelho auditivo fica **LARANJA** quando o aparelho auditivo está carregando e fica **VERDE** quando está totalmente carregado.

Leva três horas para carregar completamente o aparelho auditivo.

Ligar/Desligar

O aparelho auditivo LIGA quando você o remove do carregador.

O aparelho auditivo DESLIGA quando você o coloca no carregador.

Deixe sempre o carregador conectado a uma fonte de energia quando o aparelho auditivo estiver encaixado na porta de carregamento.

DESLIGAR o carregador faz o aparelho auditivo LIGAR e começar o uso da energia da bateria.

Índice

Sobre

Seu aparelho auditivo, receptor e adaptador	12
Aparelho auditivo	14

Início

Tempo de carregamento	16
Desempenho das baterias	17
LIGAR / DESLIGAR o aparelho auditivo usando o carregador	18
LIGAR / DESLIGAR o aparelho auditivo usando o	19
Indicação de bateria baixa	20
Identificar o aparelho auditivo esquerdo e direito	21
Colocar o aparelho auditivo	22

Índice

Manuseio

Limpeza	24
Substituição de adaptadores padrão	26
Filtro ProWax miniFit	28
Limpeza de adaptadores personalizados	30
Substituição do filtro ProWax	31
Armazenamento do aparelho auditivo	32
Modo avião	34

Opções

Recursos e acessórios opcionais	36
Alteração de volume	37
Mudança de programas	38
Colocar o aparelho auditivo no Mudo	40
Usar o aparelho auditivo com iPhone, iPad e iPod	41
Usar o seu aparelho auditivo com dispositivos Android	42
Emparelhamento e compatibilidade	43
Acessórios sem fio e outras opções	44

Zumbido

Tinnitus SoundSupport™ (opcional)	46
Opções de som e ajuste de volume	48
Limitação do tempo de uso	50
Alertas do Tinnitus SoundSupport	53

Advertências

Avisos gerais	54
---------------	----

Mais informações


Resolução de Problemas	60
Resistente à poeira e água (IP68)	64
Condições de uso	65
Informações técnicas	66
Garantia	73
Configurações do seu aparelho auditivo individual	74
Indicações de som e LED	77
Informações Gerais	82

O seu aparelho auditivo receptor e adaptador



O aparelho auditivo utiliza um dos seguintes receptores:

Receptor padrão



Molde Flex Power



Os receptores utilizam um dos seguintes adaptadores:

Adaptadores padrão

- Domo OpenBass
- Domos bass, ventilação dupla
- Domo Power
- Grip Tip

Disponível nos tamanhos pequeno e grande, esquerdo ou direito, com ou sem ventilação.

Adaptadores personalizados

- Micro molde
- LiteTip
- Micro molde VarioTherm®
- LiteTip VarioTherm®

VarioTherm® é uma marca registrada da Dreve.

Tamanhos do domo




*Somente como domo OpenBass para receptor 60

Nota

Para obter detalhes sobre a substituição do domo, consulte a seção **Substituindo adaptadores padrão**.

Aparelho auditivo

O que é e o que faz



Tempo de carregamento

Certifique-se de carregar totalmente o seu aparelho auditivo antes da primeira utilização. Carregue seu aparelho auditivo todas as noites. Isso garantirá que você comece o dia com um aparelho auditivo totalmente carregado. Se a bateria do seu aparelho auditivo estiver totalmente esgotada, o tempo normal de carregamento é:

3 horas	1 hora	0,5 hora
Completamente carregado	50% carregado	25% carregado

Quando a bateria está totalmente carregada, o processo de carregamento para automaticamente. Deixe o aparelho auditivo no carregador quando não for usá-lo e lembre-se de manter o carregador conectado a uma fonte de energia o tempo todo.

Esteja ciente de que o tempo de carregamento pode variar dependendo da capacidade restante da bateria e entre o aparelho auditivo esquerdo / direito.

Para obter instruções sobre como usar o carregador, consulte as Instruções de uso do carregador.

Desempenho das baterias

O desempenho diário da bateria varia de acordo com o seu uso específico e das configurações do aparelho auditivo.

A transmissão de som, por exemplo, de TVs, telefones ou dispositivos de conectividade podem influenciar o desempenho diário da bateria.

Se o seu aparelho auditivo ficar sem bateria, recarregue-o colocando-o no carregador. Esteja ciente de que reiniciar o aparelho auditivo não lhe fornecerá mais tempo de uso.

Para a melhor condição de carregamento, a temperatura ambiente deve estar entre +10°C e +35°C (50°F e 95°F).

Se o seu aparelho auditivo não durar um dia inteiro, talvez você precise substituir a bateria. Se for o caso, entre em contato com o seu fonoaudiólogo.

LIGAR / DESLIGAR o aparelho auditivo usando o carregador

O seu aparelho auditivo LIGA automaticamente quando é removido do carregador.

A luz de LED do aparelho auditivo fica **VERDE** após seis segundos, aproximadamente, confirma do que ele está pronto para uso. Dependendo das configurações do seu aparelho auditivo, você também poderá ouvir um som de inicialização.


O seu aparelho auditivo DESLIGA automaticamente quando é colocado do carregador e começa a carregar. A luz de LED do aparelho auditivo fica **LARANJA**.

AVISO IMPORTANTE

Deixe sempre o carregador conectado a uma fonte de energia quando o aparelho auditivo estiver encaixado na porta de carregamento. DESLIGAR o carregador faz o aparelho auditivo LIGAR e começar o uso da energia da bateria.

LIGAR / DESLIGAR o aparelho auditivo usando o botão Pressionar

O aparelho auditivo pode ser LIGADO / DESLIGADO usando o botão Pressionar.



Para LIGAR

Pressione e segure a parte inferior do botão Pressionar por, aproximadamente, dois segundos. Solte o botão e aguarde até que a Luz de LED do aparelho auditivo fique **VERDE**. O aparelho auditivo agora está LIGADO. Dependendo das configurações do seu aparelho auditivo, você poderá ouvir um som de inicialização.

Para DESLIGAR

Pressione e segure a parte inferior do botão Pressionar por, aproximadamente, três segundos até que a luz de LED do aparelho auditivo fique **LARANJA**. O aparelho auditivo toca quatro tons descendentes. Solte o botão Pressionar e o aparelho auditivo é DESLIGADO.

Para mais informações sobre os tons, consulte a seção **Som e indicadores de luz de LED**.

Indicação de bateria baixa

Quando a bateria está fraca, você ouve três bipes alternados. Isso lhe dá, aproximadamente, duas horas antes que o aparelho auditivo fique totalmente sem bateria.

Os bipes são repetidos a cada 30 minutos. Logo antes de a bateria se esgotar, você ouvirá quatro tons descendentes.

Esteja ciente de que, se você estiver transmitindo áudio para o seu aparelho auditivo (ex. da TV ou telefone celular) e você ouvir três bipes alternados, você terá, aproximadamente, uma hora até que o seu aparelho auditivo fique totalmente sem bateria.

Para aumentar o desempenho da bateria, pare qualquer transmissão que estiver sendo feita.

 **Três bipes alternados**
= A bateria está fraca.

 **Quatro tons descendentes**
= A bateria está esgotada.

Luz de LED (opcional)


Piscadas contínuas em **LARANJA** indicam bateria fraca.

Identifique o aparelho auditivo esquerdo e direito

É importante distinguir o aparelho auditivo esquerdo do direito, pois eles podem estar programados de maneiras diferentes.

Você pode encontrar indicadores de cor esquerdo/direito no próprio aparelho auditivo e nos receptores 60 e 85, conforme mostrado. Marcas indicadoras (L ou R) também podem ser encontradas nos receptores 100 e em alguns adaptadores.

Para receptores 105, o indicador é encontrado no adaptador.



Um indicador **VERMELHO** marca o aparelho auditivo **DIREITO**.

Um indicador **AZUL** marca o aparelho auditivo **ESQUERDO**.

Colocar o aparelho auditivo

Passo 1




Coloque o aparelho auditivo atrás da sua orelha.

Você deve sempre usar o receptor com um adaptador conectado.

Use apenas peças desenvolvidas para o seu aparelho auditivo.


Passo 2



Segure a dobra do fio do receptor entre o seu polegar e o dedo indicador.

O adaptador deve apontar para a abertura do canal auditivo.

Passo 3




Empurre gentilmente o adaptador no seu canal auditivo até que o fio do receptor fique perto da sua cabeça.

Se o receptor tiver uma alça, coloque-a na orelha para que siga o contorno da orelha.

Limpeza

O MultiTool contém uma escova e um loop de fios para limpeza e remoção do cerume. Se você precisa de um novo MultiTool, entre em contato seu fonoaudiólogo.



AVISO IMPORTANTE


O MultiTool tem um ímã embutido. Mantenha o MultiTool a, no mínimo, 30 cm (1 pé) de distância de cartões de crédito e outros dispositivos magneticamente sensíveis.

Não deixe o seu aparelho auditivo cair ao manuseá-lo. Segure-o sobre uma superfície macia para evitar danos durante a limpeza.

Limpe as aberturas do microfone

Use a escova MultiTool para escovar cuidadosamente os detritos das aberturas e a superfície ao redor das aberturas.

Não aperte com força partes do MultiTool nas aberturas do microfone. Isso pode danificar o aparelho auditivo.




AVISO IMPORTANTE

Para limpar o aparelho auditivo, use um pano macio e seco. O aparelho auditivo nunca deve ser lavado ou imerso em água ou outros líquidos.

Substituindo adaptadores padrão


É importante que você não limpe o adaptador padrão (domo e Grip Tip). Se o adaptador estiver com muita cera, substitua-o por um novo. O Grip Tip deve ser substituído, no mínimo, uma vez por mês.

Passo 1




Segure o receptor e puxe o adaptador para fora.

Passo 2



Insira o receptor exatamente no meio do adaptador para obter um encaixe firme.

Passo 3



Empurre firmemente para garantir que o adaptador esteja preso de forma segura.


AVISO IMPORTANTE

Se o adaptador não estiver no receptor quando for removido do ouvido, o adaptador ainda pode estar no canal auditivo. Para obter mais informações, entre em contato com o seu fonoaudiólogo.

Filtro ProWax miniFit

O receptor tem um filtro de cera branco acoplado à extremidade na qual está o adaptador. O filtro de cera evitará que a cera e a sujeira danifiquem o receptor.

Substitua o filtro quando estiver entupido, ou se o aparelho auditivo não estiver soando de forma normal. Com alternativa, você pode entrar em contato com o seu fonoaudiólogo. Remova o adaptador do alto-falante antes de substituir o filtro de cera. Para isso, consulte a seção **Substituindo adaptadores padrão**.




AVISO IMPORTANTE

Sempre use o mesmo tipo de filtro de cera conforme o que foi originalmente fornecido com o aparelho auditivo. Se você tiver alguma dúvida quanto ao uso ou substituição dos filtros de cera, entre em contato com o seu fonoaudiólogo.

Substitua o filtro ProWax miniFit

1. Ferramenta




Remova a ferramenta da estrutura. A ferramenta tem dois pinos: um vazio para remoção e um pino com o novo filtro.

2. Remover



Insira o pino vazio dentro do filtro de cera no receptor e puxe-o para fora.

3. Inserir



Insira o novo filtro de cera usando o outro pino, remova a ferramenta e descarte-a.

Nota

Se você usa um molde ou LiteTip, o seu fonoaudiólogo deve substituir o filtro de cera no alto-falante.

Limpeza de adaptadores personalizados

Limpe regularmente o adaptador.

O adaptador possui um filtro de cera branco* que impede que a cera e a sujeira danifiquem o receptor.

Substitua o filtro quando estiver entupido, ou se o aparelho auditivo não estiver soando de forma normal.

Com alternativa, você pode entrar em contato com o seu fonoaudiólogo.

- Limpe a ventilação inserindo a escova através do furo, girando-a ligeiramente.




Nota

Se você usa um molde Power flex ou LiteTip, o seu fonoaudiólogo deve substituir o filtro de cera no alto-falante.

* O micro molde VarioTherm e o LiteTip não possuem filtro de cera

Substituir o filtro ProWax

1. Ferramenta




Remova a ferramenta da estrutura. A ferramenta tem dois pinos: um vazio para remoção e um pino com o novo filtro.

2. Remover



Insira o pino vazio dentro do filtro de cera no adaptador e puxe-o para fora.

3. Inserir



Insira o novo filtro de cera usando o outro pino, remova a ferramenta e descarte-a.

Armazenamento do aparelho auditivo

Quando você não estiver usando o seu aparelho auditivo, o carregador é o melhor local para mantê-lo.

Para garantir que o seu aparelho auditivo esteja sempre carregado, coloque-o no carregador e verifique se ele está conectado à energia.

Para garantir a vida útil mais longa da bateria recarregável no aparelho auditivo, não a exponha a calor excessivo. Por exemplo, não deixe o aparelho auditivo exposto ao sol em frente a uma janela ou dentro de um carro, mesmo que ele esteja no carregador.

Armazenamento de longo prazo

Antes de guardar ou armazenar o aparelho auditivo por um período prolongado (mais de 14 dias), primeiro carregue completamente o aparelho auditivo e depois desligue-o. Dessa forma, a bateria poderá ser carregada novamente.

Nota


Para proteger a bateria recarregável, é necessário carregar totalmente o aparelho auditivo a cada seis meses. Se um aparelho auditivo armazenado não for carregado dentro de um período de seis meses, a bateria recarregável deverá ser substituída.

Para obter instruções sobre como carregar o seu aparelho auditivo, consulte as Instruções de uso do carregador.

Modo avião

Para ativar e desativar o modo avião, pres a parte inferior do botão Pressionar por sete segundos.

Quando você ativa ou desativa o modo avião, o aparelho auditivo toca quatro tons descendentes e um som curto. Além disso, são exibidos os padrões de luz de LED do aparelho auditivo a seguir:



Quando ativado: Uma piscada longa em **LARANJA** seguida de três sequências de uma piscada em **VERDE** e duas em **LARANJA**.

Isso confirma que o modo de avião está ativado.

• **Quando desativado:** Uma longa piscada em **LARANJA**, seguida de duas longas piscadas em **VERDE**. Isso confirma que o modo de avião está desativado.

Para mais informações sobre os sons e luzes, consulte a seção **Som e indicadores de luz de LED**.

Esteja ciente de que pressionar o botão Pressionar no aparelho auditivo ativará o modo Avião em ambos os aparelhos auditivos.

Nota

Quando o modo avião está ativado, o Bluetooth® é DESLIGADO. Entretanto, esteja ciente de que o aparelho auditivo ainda está LIGADO e funcionando.

Recursos e acessórios opcionais

Os recursos e acessórios descritos nas páginas a seguir são opcionais. Para maiores informações sobre funcionalidades e acessórios, entre em contato com seu fonoaudiólogo.


Se você tiver dificuldades para ouvir, converse com seu profissional de saúde auditiva, pois pode ser útil adicionar um programa especial aos seus aparelhos auditivos.

Anote as situações auditivas em que você pode precisar de ajuda.

Alterar volume

O botão Pressionar permite que você ajuste o volume. Quando você aumentar ou abaixar o volume, ouvirá um bipe.

Para obter informações sobre os tempos de pressão de cada botão, consulte a tabela **Visão geral das configurações para seu aparelho auditivo**, na seção **Configurações do seu aparelho auditivo individual** ao final deste livreto.




Alterar programa

Seu aparelho auditivo pode salvar até quatro programas diferentes, configurados pelo seu fonoaudiólogo. Dependendo do programa que você escolher (1, 2, 3, ou 4), você ouvirá de um a quatro tons.

Para mais informações sobre os tons, consulte a seção **Som e indicadores de luz de LED**.

Para obter informações sobre os tempos de pressão de cada botão, consulte a tabela **Visão geral das configurações para seu aparelho auditivo**, na seção **Configurações do seu aparelho auditivo individual** ao final deste livreto.



Pressione o botão Pressionar para alternar entre programas.

O ciclo do programa avança um programa para frente quando a parte superior do botão Pressionar é pressionada, por exemplo, do programa 1 ao 2 ou do 4 ao 1.

Se a parte inferior do botão Pressionar for pressionada, o ciclo do programa volta, por exemplo, de 2 para 1 ou do programa 1 ao 4.

Colocar o aparelho auditivo no Mudo

Você pode silenciar seu aparelho auditivo usando um dos seguintes dispositivos / aplicativos opcionais:

- ON App
- ConnectClip
- Controle remoto 3.0

Como tirar o seu aparelho auditivo do Mudo

Você pode tirar o seu aparelho auditivo do mudo usando um dos dispositivos / aplicativos opcionais ou pressionando de forma breve a parte superior ou inferior do botão no aparelho auditivo.

AVISO IMPORTANTE

Não use a função mudo como forma de DESLIGÁ-LO, pois o aparelho auditivo ainda estará usando energia da bateria nesse modo.

Usar o aparelho auditivo com iPhone, iPad e iPod

O Oticon More é concebido para uso com iPhone® e permite a comunicação direta e o controle com um iPhone, iPad® ou iPod® touch.

Para assistência no uso do seu aparelho auditivo com quaisquer desses produtos, entre em contato com o seu fonoaudiólogo.

O uso do símbolo “Made for Apple” significa que um acessório foi projetado para conectar especificamente a produtos Apple identificados no símbolo, e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho Apple. A Apple não se responsabiliza pelo funcionamento deste dispositivo ou pela sua conformidade com as normas de segurança e reguladoras. Observe que o uso deste Acessório com iPod, iPhone ou iPad pode afetar o desempenho sem fio.



Usar o seu aparelho auditivo com dispositivos Android

O Oticon More dá suporte à Transmissão de Áudio para Aparelhos Auditivos (ASHA) e pode ser usado para comunicação direta e controle com dispositivos selecionados Android™*.

Para assistência no uso do seu aparelho auditivo com quaisquer dispositivos Android, entre em contato com o seu fonoaudiólogo.

Emparelhamento e compatibilidade

Para obter instruções sobre como emparelhar o seu aparelho auditivo com iPhone, iPad, iPod touch ou dispositivos Android, visite o seguinte website:

www.oticon.global/pairing

*Para obter uma lista de iPhone, iPad, iPod touch e dispositivos Android, visite o seguinte website:

www.oticon.global/compatibility

Acessórios sem fio e outras opções

Há uma gama de acessórios disponíveis como aprimoramento do seu aparelho auditivo sem fios. Estes podem permitir que você ouça e se comunique melhor em muitas situações do dia-a-dia.

ConnectClip

Um dispositivo que pode ser usado como microfone remoto e fone de ouvido sem as mãos quando emparelhado ao seu telefone celular.

Adaptador de Telefone 2.0

Um dispositivo que, quando usado em conjunto com os seus aparelhos auditivos e ConnectClip, lhe permite comunicar-se sem as mãos via um telefone fixo.

Adaptador para TV 3.0

Um dispositivo que transmite som de uma TV ou dispositivo eletrônico de áudio para o seu aparelho auditivo.

Controlo remoto 3.0

Um dispositivo que lhe permite mudar o programa, ajustar o volume ou silenciar o seu aparelho auditivo.

EduMic

Um dispositivo que pode ser usado como microfone remoto em salas de aula, ambientes de trabalho, locais públicos (usando Bobina de indução), e outros ambientes.

ON App

Um aplicativo que lhe permite controlar o seu aparelho auditivo do seu telefone celular ou tablet. Para dispositivos iPhone, iPad, iPod touch e Android™.

Bobina de Indução

A bobina de indução ajuda-o a ouvir melhor ao usar um telefone com um loop embutido ou quando você estiver em edifícios com sistemas de teleloop como teatros, igrejas ou auditórios. Este símbolo é mostrado sempre que um teleloop estiver instalado.



A Apple, o logotipo da Apple, iPhone, iPad e iPod touch são marcas da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Android, Google Play e o logotipo do Google Play são marcas registradas do Google.

Tinnitus SoundSupport™ (opcional)

Uso pretendido do Tinnitus SoundSupport

Tinnitus SoundSupport é uma ferramenta do programa de gerenciamento de zumbido que tem como objetivo gerar sons para oferecer alívio temporário aos pacientes que sofrem de zumbido.

A população alvo é a população adulta (acima de 18 anos).

O Tinnitus SoundSupport é direcionado a fonoaudiólogos licenciados (audiologistas, fonoaudiólogos ou otorrinolaringologistas) familiarizados com a avaliação e tratamento de zumbido e perdas auditivas. O ajuste do Tinnitus SoundSupport deve ser feito por um fonoaudiólogo que participe de um programa de gerenciamento de zumbido.

Diretrizes para usuários do gerador de som de zumbido

Essas instruções contêm informações sobre o Tinnitus SoundSupport, que pode ter sido habilitado nos seus aparelhos auditivos pelo seu fonoaudiólogo.

Tinnitus SoundSupport é um dispositivo eletrônico de gerenciamento de zumbido concebido para gerar ruído de intensidade e largura de banda suficientes para ajudar a lidar com zumbidos.

Seu fonoaudiólogo também poderá oferecer o acompanhamento apropriado. É importante seguir o conselho e as orientações oferecidos por ele nesse tratamento.

Apenas uso de prescrição

Uma boa prática de saúde exige que uma pessoa que reclame de zumbido tenha uma avaliação médica antes de usar um gerador de som. O propósito desta avaliação é garantir que qualquer condição que possa ser tratada pela medicina que possa causar zumbido seja identificada antes de usar um gerador de som.

Opções de som e ajuste de volume

O Tinnitus SoundSupport é programado pelo seu fonoaudiólogo para corresponder à sua perda auditiva e preferências de alívio de zumbido. Ele oferece inúmeras opções de som diferentes. Você e seu fonoaudiólogo poderão selecionar o(s) seu(s) som(ns) preferido(s).

Programas do Tinnitus SoundSupport

Juntamente com o seu fonoaudiólogo, você decide em quais programas você pretende ter o Tinnitus SoundSupport ativado. O gerador de som pode ser ativado em até quatro programas diferentes.

Mudo

Se você estiver em um programa onde o Tinnitus SoundSupport esteja ativado, a funcionalidade Mudo silenciará apenas os sons ambientes e não o som do Tinnitus SoundSupport. Para obter informações sobre como silenciar os seus aparelhos auditivos consulte a seção **Colocar o aparelho auditivo no Mudo**.

Ajustes de volume com o Tinnitus SoundSupport

Quando você seleciona um programa de aparelho auditivo para o qual o Tinnitus SoundSupport é ativado, seu fonoaudiólogo só pode definir o botão Pressionar em seu aparelho auditivo para funcionar como um controle de volume do som de alívio de zumbido.

Seu fonoaudiólogo irá configurar o controle de volume para o gerador de som de uma das duas formas:

- A) Mudar o volume em cada ouvido separadamente ou
- B) Mudar o volume em ambos os ouvidos simultaneamente.

Para obter informações sobre os ajustes de volume com o Tinnitus SoundSupport, consulte a tabela **Visão geral das configurações do Tinnitus SoundSupport para seu aparelho auditivo, na seção Seu aparelho auditivo individual**, ao final deste livreto.

Limitação do tempo de uso

Uso diário

Os níveis de volume do Tinnitus SoundSupport podem ser definidos em um grau que poderia levar a um dano auditivo permanente, quando usado por um período prolongado de tempo. Seu fonoaudiólogo irá orientá-lo quanto ao período máximo de tempo por dia que você deverá usar o Tinnitus SoundSupport. Este nunca deve ser usado em níveis desconfortáveis.

Veja a tabela **Tinnitus SoundSupport: Limitações de uso**, na seção de **configurações Seu aparelho auditivo individual**, ao final deste livreto para saber quantas horas por dia você pode usar o som de alívio com segurança em seus aparelhos auditivos.

Informações importantes para fonoaudiólogos sobre o Tinnitus SoundSupport

Descrição do dispositivo

O Tinnitus SoundSupport é uma função de módulo que pode ser habilitada nos aparelhos auditivos por um fonoaudiólogo.

Tempo máximo de uso

O tempo de uso do Tinnitus SoundSupport diminuirá à medida que você aumentar o nível acima de 80 dB(A) SPL. O software de adaptação exibirá automaticamente um alerta quando o aparelho auditivo exceder 80 dB(A) SPL. Para obter mais informações no software de adaptação, próximo ao gráfico de ajuste de zumbido, consulte o **Indicador de tempo máximo de uso**.

O controle de volume está desativado

Por padrão, o controle de volume para o gerador de som está desativado no aparelho auditivo. O risco de exposição a ruído aumenta quando o controle de volume está ativado.

Se o controle de volume estiver ativado

Poderá ser exibido um alerta, caso você ative o controle de volume de zumbido na tela **Botões e Indicadores**. Isso ocorre se o som de alívio puder ser ouvido a níveis que possam danificar a audição.

A tabela **Tempo máximo de uso** no software de adaptação exibe o número de horas que o paciente pode usar o Tinnitus SoundSupport com segurança.

1. Esteja ciente e anote o tempo máximo de uso de cada programa para o qual o Tinnitus SoundSupport for ativado.
2. Escreva os valores na tabela **Tinnitus SoundSupport: Limitação de uso**, encontrada na parte de trás deste folheto.
3. Instrua o seu paciente adequadamente.

Alertas do Tinnitus SoundSupport

Se seu fonoaudiólogo tiver ativado o gerador de som Tinnitus SoundSupport, preste atenção aos avisos abaixo.

Há algumas preocupações potenciais associadas ao uso de qualquer som gerado por um dispositivo de gerenciamento de zumbido. Entre elas, o potencial de piora do zumbido e/ou uma possível mudança nos limites auditivos.

Caso você experimente ou perceba uma mudança na audição ou no zumbido, ou qualquer tontura, náusea, dor de cabeça, palpitações no coração ou possível irritação na pele no ponto de contato com o dispositivo, você deve imediatamente interromper o uso do dispositivo e consultar-se com um médico, audiologista ou fonoaudiólogo.

Assim como com qualquer dispositivo, o uso indevido do recurso do gerador de som pode apresentar causar efeitos potencialmente prejudiciais. Deve-se tomar cuidado com o uso não autorizado e manter o dispositivo fora do alcance de crianças e animais.

Tempo máximo de uso

Sempre respeite o tempo máximo de uso por dia do Tinnitus SoundSupport, recomendado por seu fonoaudiólogo. O uso prolongado pode levar à piora de seu zumbido ou perda de audição.

Avisos Gerais

Para sua segurança pessoal e para garantir o uso correto, você deve se familiarizar com os seguintes avisos gerais antes de usar o seu aparelho auditivo.

Consulte o seu fonoaudiólogo caso ocorram operações inesperadas ou incidentes graves com o seu aparelho auditivo durante o uso. O seu fonoaudiólogo o ajudará a lidar com problemas e, se relevante, informar o fabricante e/ou as autoridades nacionais.

Observe que o aparelho auditivo não restaurará a audição normal e não impedirá nem melhorará a perda auditiva resultante de condições orgânicas. O aparelho auditivo é parte da habilitação auditiva e pode precisar ser complementado por treinamento auditivo e leitura labial. Além disso, observe que na maioria dos casos, o uso pouco frequente de um aparelho auditivo não permite que o usuário obtenha benefício completo dele.

Este aparelho auditivo é suportado por uma célula de bateria de íon de lítio recarregável não removível. Carregue o aparelho auditivo e familiarize-se com as informações de segurança e manuseio relacionadas aos aparelhos auditivos recarregáveis.

Não tente acessar a bateria inserida no aparelho auditivo. A bateria só deve ser substituída pelo seu fonoaudiólogo.

Carregue o aparelho auditivo apenas com um carregador designado. Outros carregadores correm o risco de destruir o aparelho auditivo e a bateria.

Se uma bateria ou aparelho auditivo for engolido, consulte um médico imediatamente.

Uso dos aparelhos auditivos

Os aparelhos auditivos devem ser usados apenas conforme orientado e ajustados pelo seu fonoaudiólogo. O uso indevido pode resultar em perda auditiva repentina e permanente.

Nunca permita que outras pessoas usem o seu aparelho auditivo, pois o uso incorreto pode lhes causar danos permanentes à audição.

Perigo de asfixia e risco de engolir as peças pequenas

Os aparelhos auditivos e suas peças devem ser mantidos fora do alcance das crianças e de quem possa engolir esses itens ou ferir-se com eles.

Se um aparelho auditivo ou peça pequena for engolida, consulte um médico imediatamente.

Explosivos

O aparelho auditivo é seguro para uso em condições normais. O aparelho auditivo não

foi testado para conformidade com padrões internacionais em relação a ambientes explosivos.

Portanto, não use o aparelho auditivo em ambientes com risco de explosão, por exemplo minas, ambientes ricos em oxigênio ou áreas onde são manipulados anestésicos inflamáveis.

Perigos de mortalidade e risco de engolir baterias de íons de lítio ou colocá-las no ouvido ou no nariz

Nunca engula baterias de íons de lítio nem as coloque no ouvido ou no nariz, pois isso pode causar ferimentos graves ou morte em menos de duas horas. Isso pode ocorrer devido a queimaduras químicas, que podem danificar permanentemente o nariz ou o ouvido ou potencialmente levar à perfuração dos órgãos internos. Se uma bateria de íons de lítio for engolida ou colocada no ouvido ou no nariz, procure tratamento médico de emergência imediatamente.

Continua na próxima página

Avisos Gerais

Bateria recarregável

Não tente abrir o aparelho auditivo, pois isso pode danificar a bateria.

Nunca tente substituir a bateria. Se for necessário substituir a bateria, devolva o seu dispositivo ao seu fonoaudiólogo. Perde-se a garantia do serviço se houver sinais de adulteração.

No caso de vazamento da bateria, não use o aparelho auditivo, pois isso pode causar irritação na pele devido a ácidos provenientes da bateria que vazou. Se a sua pele entrou em contato com os ácidos da bateria vazados, use um pano úmido para limpá-la e verifique se não há ácido na sua pele. Se sentir irritação na pele, consulte o seu médico. Para instruções adicionais de manuseio do seu aparelho auditivo, consulte seu fonoaudiólogo.

A segurança de recarregar as baterias usando um USB é determinada pela fonte de sinal externo. Quando conectado a equipamentos externos plugados a uma tomada de parede, este equipamento deve estar em conformidade com a IEC 62368-1 ou normas de segurança equivalentes.

Mau funcionamento

Esteja ciente da possibilidade de que seu aparelho auditivo pode parar de funcionar sem aviso prévio. Tenha isso em mente quando você depender de sons de avisos (por exemplo, quando você estiver em tráfego). Os aparelhos auditivos podem parar de funcionar, por exemplo, se as baterias estiverem gastas ou se o tubo estiver bloqueado com umidade ou cera de ouvido.

Implantes ativos

O aparelho auditivo foi completamente testado e caracterizado para a saúde humana, de acordo com as normas internacionais para exposição humana (Teste de absorção de energia - SAR), potência e tensões induzidas eletromagneticamente no corpo humano.

Os valores de exposição ficam bem abaixo dos limites de segurança aceitos internacionalmente para o SAR, potência e tensões eletromagneticamente induzidas no corpo humano definidas nas normas de saúde humana e coexistência com implantes médicos ativos, como marca-passos e desfibriladores cardíacos.

Se você tiver um implante cerebral ativo, entre em contato com o fabricante do seu dispositivo implantável para informações sobre o risco de interferência.

O Autofone ou MultiTool (que tem um ímã integrado) devem ser mantidos a mais de 30 centímetros (1 pé) de distância do implante; por exemplo, não os carregue em uma bolsa a tiracolo.

Siga as diretrizes conforme recomendado pelos fabricantes de desfibriladores implantáveis e marcapassos em relação ao uso com ímãs.

Adaptador separado no canal auditivo

Se o adaptador não estiver no alto-falante quando for removido do ouvido, o adaptador ainda pode estar no canal auditivo. Para obter mais informações, entre em contato com o seu fonoaudiólogo.

Exames de raio X/tomografia/ressonância magnética/PET, eletroterapia e cirurgia

Remova o seu aparelho auditivo antes de exames de raios-X, tomografia computadorizada / ressonância magnética / escaneamento PET, eletroterapia, cirurgia, etc., pois o seu aparelho auditivo pode ser danificado quando exposto a campos eletromagnéticos fortes.

Continua na próxima página

Avisos Gerais

Calor e produtos químicos

O aparelho auditivo nunca deve ser exposto ao calor extremo, por exemplo, dentro de um carro estacionado no sol.

O aparelho auditivo não deve ser seco em micro-ondas ou outros fornos.

Os produtos químicos em cosméticos, spray de cabelo, perfume, loção pós-barba, protetor solar e repelente de inseto podem danificar o seu aparelho auditivo. Sempre remova o seu aparelho auditivo antes de aplicar esses produtos e dê tempo para o produto secar antes de usá-lo.

Aparelho Power

Deve-se ter cuidado especial ao selecionar, adaptar e usar um aparelho auditivo onde a capacidade de pressão sonora máxima exceda 132 dB SPL (IEC 60138-4/IEC 711), pois pode haver risco de prejuízo à audição remanescente do usuário do aparelho auditivo.

Para saber se seu aparelho auditivo é um instrumento elétrico, consulte a visão geral do modelo.

Possíveis efeitos colaterais

Aparelhos auditivos e adaptadores podem causar um acúmulo acelerado de cera de ouvido.

Os materiais não alergênicos usados nos aparelhos auditivos podem, em casos raros, causar irritação da pele ou outros efeitos colaterais.

Consulte um médico se essas condições ocorrerem.

Uso em aeronaves

O seu aparelho auditivo utiliza Bluetooth. A bordo de uma aeronave, o aparelho auditivo deve ser colocado no modo de vôo para desativar o Bluetooth, a menos que o Bluetooth seja permitido pelo pessoal de vôo.

Uso de acessórios de terceiros

Use apenas acessórios, transdutores ou cabos fornecidos pelo fabricante. Acessórios incompatíveis podem resultar em compatibilidade eletromagnética (EMC) reduzida do seu dispositivo.

Não é permitido fazer modificações em aparelhos auditivos

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante anularão a garantia do equipamento.

Interferência

O aparelho auditivo foi testado exaustivamente quanto a interferências, de acordo com os mais rígidos padrões internacionais.

Pode ocorrer interferência eletromagnética nas proximidades do equipamento com o símbolo à esquerda. Os equipamentos de comunicação de RF (radiofrequência) portáteis e móveis podem afetar o desempenho do seu aparelho auditivo. Se o seu aparelho auditivo for afetado por interferência eletromagnética, afaste-se da fonte para reduzir a interferência.

Usuário distraído

Usar o seu aparelho auditivo pode distraí-lo. Esteja atento ao seu entorno enquanto estiver usando o aparelho auditivo. Consulte as leis nacionais de trânsito quanto ao uso de dispositivos de comunicação no trânsito.

Resolução de problemas

Para solucionar problemas do carregador, consulte as Instruções de uso do carregador.

Sintoma	Possíveis causas	Soluções
Sem som	O aparelho auditivo está descarregado	Carregar o aparelho auditivo
	Bateria descarregada	Entre em contato com seu fonoaudiólogo
	Adaptadores entupidos (domo, Grip Tip ou molde)	Limpe o molde Substitua o filtro de cera, domo ou Grip Tip
Som intermitente ou reduzido	Saída de som entupida	Limpe o molde ou substitua o filtro de cera, domo ou Grip Tip
	Umidade	Limpe gentilmente o aparelho auditivo e deixe-o secar
	O aparelho auditivo está descarregado	Carregar o aparelho auditivo
Chiado	Adaptador do aparelho auditivo inserido incorretamente	Insira o adaptador novamente
	Cera de ouvido acumulada no conduto auditivo	Solicite que seu médico examine o seu conduto auditivo
Emitindo bipes	Se o seu aparelho auditivo emitir oito bipes, quatro vezes consecutivas, ele precisará de uma verificação de serviço do microfone	Entre em contato com seu fonoaudiólogo

Nota

Se nenhuma das soluções acima funcionar, consulte o seu fonoaudiólogo.

Continua na próxima página

Resolução de problemas

Para solucionar problemas do carregador, consulte as Instruções de uso do carregador.

Sintoma	Possíveis causas	Soluções
A luz de LED do aparelho auditivo permanece DESLIGADA quando o aparelho auditivo é colocado no carregador	O carregador não está LIGADO	Verifique se a tomada do carregador está conectada corretamente
	A temperatura do aparelho auditivo ou do carregador está muito alta ou muito baixa	Mova o carregador e o aparelho auditivo para um local com temperatura entre +5°C e +40°C (+41°F e +104°F)
	O carregamento está incompleto. A temperatura ambiente excede +35°C (+95°F), o que prolonga o tempo de carregamento. O carregador parou de carregar para proteger a bateria.	Reinsira o aparelho auditivo no carregador. Isso completará o carregamento dentro de, aproximadamente, 15 minutos.
	O aparelho auditivo não está colocado corretamente no carregador	Verifique se há objetos estranhos nas portas de carregamento.
A luz de LED do aparelho auditivo pisca em VERDE quando o aparelho auditivo é colocado no carregador	O aparelho auditivo não é utilizado por um longo período de tempo	Dependendo da carga da bateria no aparelho auditivo, ele retoma automaticamente o modo de carregamento normal após um período de até 10 minutos. Deixe o aparelho auditivo no carregador durante esse processo.
A luz de LED do aparelho auditivo pisca em LARANJA quando o aparelho auditivo é colocado no carregador	Erro do sistema	Entre em contato com seu fonoaudiólogo
Problemas com emparelhamento com dispositivo da Apple	Falha na conexão de Bluetooth	1) Desfaça o emparelhamento do seu aparelho auditivo 2) DESLIGUE o Bluetooth e LIGUE-O novamente 3) DESLIGUE o aparelho auditivo e LIGUE-O novamente 4) Emparelhe novamente o aparelho auditivo (para orientação, visite: www.oticon.global/pairing)
	Apenas um aparelho auditivo está pareado	

Nota

Se nenhuma das soluções acima funcionar, consulte o seu fonoaudiólogo.

Resistente à poeira e água (IP68)

O seu aparelho auditivo é resistente à poeira e protegido contra a entrada de água, o que significa que foi projetado para ser usado em todas as situações comuns do dia-a-dia.

A resistência à água e poeira significa que você não precisa se preocupar com o seu aparelho auditivo caso ele se molhe quando chover ou caso entre em contato com o suor.

Antes de carregar o aparelho auditivo, limpe a umidade.

Se o seu aparelho auditivo entrar em contato com água e parar de funcionar, limpe cuidadosamente a água e deixe secar.

AVISO IMPORTANTE

Não use seu aparelho auditivo enquanto estiver no banho ou participando de atividades aquáticas. Não submerja o seu aparelho auditivo na água ou em outros líquidos.

Condições de uso

Condições operacionais	Temperatura: +5°C a +40°C (41°F a 104°F) Umidade: 5% a 93% de umidade relativa, sem condensação Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa
Condição de carregamento	Temperatura: +5°C a +40°C (41°F a 104°F) Umidade: 5% a 93% de umidade relativa, sem condensação Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa
Condições de armazenamento e transporte	A temperatura e a umidade não devem exceder os limites abaixo por períodos longos durante o transporte e o armazenamento. Transporte: Temperatura: -20°C a +60°C (-4°F a 140°F) Umidade: 5% a 93% de umidade relativa, sem condensação Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa Armazenamento: Temperatura: -20°C a +30°C (-4°F a 86°F) Umidade: 5% a 93% de umidade relativa, sem condensação Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

Nota

Para obter informações sobre as Condições de uso do seu carregador, consulte as Instruções de uso do seu carregador.

Informações Técnicas

O aparelho auditivo contém as duas seguintes tecnologias de rádio:

O aparelho auditivo contém um transmissor de rádio que usa tecnologia de indução magnética de curto alcance, funcionando a 3,84 MHz. A força do campo magnético do transmissor é muito fraca e está sempre abaixo de 15nW (normalmente abaixo de -40 dB μ A/m (-12.20 dB μ A/ft) a uma distância de 10 metros (33 pés)).

O aparelho auditivo também contém um transmissor de rádio que usa Bluetooth Low Energy (BLE) e uma tecnologia de curto alcance exclusiva, ambas funcionando em banda ISM 2,4 GHz. O transmissor de rádio é fraco e está sempre abaixo de 16 mW, igual a 12 dBm na potência total radiada.

O aparelho auditivo está em conformidade com padrões internacionais em relação à compatibilidade eletromagnética e exposição humana. Só use o seu aparelho auditivo em áreas onde a transmissão sem fio é permitida.

Devido ao tamanho limitado disponível no aparelho auditivo, marcações de aprovação relevantes podem ser encontradas neste livreto. Informações adicionais podem ser encontradas na Ficha de Dados Técnicos na www.oticon.global

EUA e Canadá

O aparelho auditivo contém um módulo de rádio (DA AU5 MNR R) com os números de ID de certificação a seguir:
FCC ID: 2ACAHAU5MRTRC
IC: 11936A-AU5MRTRC

Nota:

O dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras FCC e as normas RSSs de isenção de licença de Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico do Canadá. A operação está sujeita às duas seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação indesejada.

O fabricante declara que este aparelho auditivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE.

Este dispositivo médico está em conformidade com o Regulamento de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745.

A Declaração de Conformidade é disponibilizada pela sede.

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.global/doc

CE 0123

 SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dinamarca

 O descarte de equipamentos eletrônicos deve ser manuseado de acordo com os regulamentos locais.

 Bluetooth®



IP68

Descrição de símbolos e abreviações usados neste livreto



Avisos

O texto marcado com um símbolo de alerta deve ser lido antes de se utilizar o aparelho.



Fabricante

O aparelho é produzido pelo fabricante cujo nome e endereço encontram-se indicados ao lado do símbolo. Indica o fabricante do dispositivo médico, conforme definido nas Diretivas UE 2017/745 e 2017/746.



Marca CE

O dispositivo está em conformidade com todas os regulamentos e diretivas UE exigidos. O número de quatro dígitos indica a identificação do órgão notificado.



Resíduos eletrônicos (WEEE)

Reciclar aparelhos auditivos, acessórios e pilhas conforme as regulamentações locais. Os usuários de aparelho auditivo também podem devolver os resíduos eletrônicos para que seu fonoaudiólogo descarte-os. Equipamentos eletrônicos abrangido pela Diretiva 2012/19/UE sobre resíduos e equipamentos elétricos (WEEE).



Marca de Conformidade Regulatória (RCM)

O aparelho está em conformidade com os requisitos de segurança elétrica, da EMC e com os requisitos de espectro de rádio para dispositivos fornecidos ao mercado da Austrália e da Nova Zelândia.

IP68

Código IP

Indica a classe de proteções contra entrada prejudicial de água e material particulado, conforme a EN 60529. IP6X indica a proteção total contra poeira. IPX8 indica a proteção contra os efeitos da contínua imersão em água.



Logo Bluetooth

Marca registrada da Bluetooth SIG, Inc., onde qualquer uso deste requer uma licença.

Descrição de símbolos e abreviações usados neste livreto



Produzido para símbolos Apple

Indica que o aparelho é compatível com iPhone, iPad e iPod touch.



Loop de audição

Este logotipo incorpora o símbolo universal para assistência auditiva. O "T" significa que um *loop* de audição está instalado.



Transmissor de Radiofrequência (RF)

O seu aparelho auditivo contém um transmissor de RF.

GTIN

Número de Item Comercial Global

Um número de 14 dígitos globalmente exclusivo, usado para identificar produtos para dispositivos médicos, incluindo softwares para dispositivos médicos. GTIN neste livreto está relacionado ao firmware (FW) do dispositivo médico. GTIN na etiqueta da embalagem regulamentar está relacionado ao hardware do dispositivo médico.



Selo ANATEL do Brasil

Indica que o dispositivo está certificado e homologado no Brasil.

Descrição de símbolos adicionais usados nas etiquetas



Manter seco

Indica um aparelho médico que precisa ser protegido contra umidade.



Símbolo de cuidado

Consulte instruções de uso quanto a advertências e cuidados.



Número do catálogo

Indica o número do catálogo do fabricante, de modo que o aparelho médico possa ser identificado.



Número de série

Indica o número de série do fabricante, de modo que um aparelho médico específico possa ser identificado.



Dispositivo Médico

O dispositivo é um dispositivo médico.



Símbolo de reciclagem de baterias

Símbolo de reciclagem de baterias de íons de lítio



Limite de temperatura

Indica os limites de temperatura aos quais o dispositivo médico pode ser exposto com segurança.



Limitação de umidade

Indica a faixa de umidade à qual o dispositivo médico pode ser exposto com segurança.



Identificação de Radiofrequência

Indica a presença de uma etiqueta de identificação de radiofrequência passiva incorporada ao dispositivo para fins de fabricação e serviço.

Garantia internacional

Seu aparelho auditivo é coberto por uma garantia internacional limitada emitida pelo fabricante por um período de 12 meses a partir da data de entrega. Esta garantia limitada cobre defeitos de fabricação e de materiais no próprio aparelho auditivo, mas não nos acessórios como baterias, tubos, alto-falantes, adaptadores e filtros, etc. Problemas provenientes do manuseio ou cuidado inadequado/ incorreto, uso excessivo, acidentes, reparos feitos por pessoas não autorizadas, exposição a condições corrosivas, mudanças físicas no seu ouvido, dano devido a objetos estranhos entrando no dispositivo, ou ajustes incorretos NÃO são cobertos pela garantia limitada e podem anulá-la. Sob esta garantia, o fabricante escolherá, a seu exclusivo critério, reparar o aparelho auditivo ou substituí-lo por um modelo

equivalente. A garantia acima não afeta nenhum direito legal que você possa ter sob a legislação nacional aplicável regendo a venda de bens de consumo. Seu fonoaudiólogo pode ter emitido uma garantia que vá além das cláusulas desta garantia limitada. Consulte-o para mais informações.

Se precisar de assistência

Leve o seu aparelho auditivo para seu fonoaudiólogo, que pode resolver pequenos problemas e ajustes imediatamente. Seu fonoaudiólogo pode ajudá-lo a obter o serviço de garantia do fabricante. O seu fonoaudiólogo pode cobrar uma taxa pelos serviços prestados.

Garantia

Certificado

Nome do proprietário: _____

Fonoaudiólogo: _____

Endereço do fonoaudiólogo: _____

Telefone do fonoaudiólogo: _____

Data da compra: _____

Período de garantia: _____ Mês: _____

Modelo esquerdo: _____ Número de série: _____

Modelo direito: _____ Número de série: _____

Configurações do seu aparelho auditivo individual

A ser preenchido por seu fonoaudiólogo.

Tinnitus SoundSupport: Limitação de uso			
<input type="checkbox"/>	Sem limitação de uso		
	Programa	Volume de início (Zumbido)	Volume máximo (Zumbido)
<input type="checkbox"/>	1	Máx. de _____ horas por dia	Máx. de _____ horas por dia
<input type="checkbox"/>	2	Máx. de _____ horas por dia	Máx. de _____ horas por dia
<input type="checkbox"/>	3	Máx. de _____ horas por dia	Máx. de _____ horas por dia
<input type="checkbox"/>	4	Máx. de _____ horas por dia	Máx. de _____ horas por dia

Visão geral das configurações do Tinnitus SoundSupport: para o seu aparelho auditivo

Esquerdo		Direito	
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Tinnitus SoundSupport	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

A) Como mudar o volume do Tinnitus SoundSupport em cada ouvido separadamente

Para **aumentar** ou **abaixar** o volume (apenas no aparelho auditivo), pressione rapidamente a parte superior ou inferior do botão Pressionar repetidamente até obter o nível desejado.

B) Como mudar o volume do Tinnitus SoundSupport em ambos os ouvido simultaneamente

Você pode usar um aparelho auditivo para aumentar/diminuir o som em ambos os aparelhos. Ao mudar o volume em um aparelho, o volume no outro aparelho também mudará.

Para **aumentar** o volume, pressione rápida e repetidamente a parte superior do botão Pressionar.

Para **abaixar** o volume, pressione rápida e repetidamente a parte inferior do botão Pressionar.

A ser preenchido por seu fonoaudiólogo.

Visão geral das configurações para o seu aparelho auditivo			
Esquerdo		Direito	
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Alterar volume	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
<input type="checkbox"/> Pressão curta		Alterar programa	<input type="checkbox"/> Pressão curta
<input type="checkbox"/> Pressão longa			<input type="checkbox"/> Pressão longa
Indicadores de controle de volume			
<input type="checkbox"/> LIGAR	<input type="checkbox"/> DESLIGAR	Bipe no volume mín./máx.	<input type="checkbox"/> LIGAR <input type="checkbox"/> DESLIGAR
<input type="checkbox"/> LIGAR	<input type="checkbox"/> DESLIGAR	Emite um bipe ao se mudar o volume	<input type="checkbox"/> LIGAR <input type="checkbox"/> DESLIGAR
<input type="checkbox"/> LIGAR	<input type="checkbox"/> DESLIGAR	Bipes no volume de inicialização	<input type="checkbox"/> LIGAR <input type="checkbox"/> DESLIGAR
Indicadores de bateria			
<input type="checkbox"/> LIGAR	<input type="checkbox"/> DESLIGAR	Aviso de bateria fraca	<input type="checkbox"/> LIGAR <input type="checkbox"/> DESLIGAR

A ser preenchido por seu fonoaudiólogo.

Indicadores de luz de LED e som

Diferentes sons e padrões de luz indicam o status do aparelho auditivo. Os diferentes indicadores estão listados nas páginas a seguir. Para obter instruções sobre indicadores de luz no seu carregador, consulte as Instruções de uso do carregador.

Seu fonoaudiólogo pode configurar os indicadores de som e luz de LED para atender às suas preferências.

Programa	<input type="checkbox"/> Som	<input type="checkbox"/> Luz de LED*	Quando usar
1	1 tom	○	
2	2 tons	○ ○	
3	3 tons	○ ○ ○	
4	4 tons	○ ○ ○ ○	

○ Piscada curta em VERDE

* A luz de LED pisca de forma contínua ou é repetida três vezes com pequenas pausas

Continua na próxima página

Ligar/Desligar	Som	Luz de LED	Luz de LED comentários
LIGAR	<input type="checkbox"/> Som	<input type="checkbox"/>	Exibido uma vez
DESLIGAR	<input type="checkbox"/> 4 tons descendentes	<input type="checkbox"/>	
Volume	Som	Luz de LED	
Volume de inicialização	<input type="checkbox"/> 2 bipes	<input type="checkbox"/>	
Volume mínimo/máximo	<input type="checkbox"/> 3 bipes	<input type="checkbox"/>	
Volume aumentar/abaixar	<input type="checkbox"/> 1 bipe	<input type="checkbox"/>	
Mudo ativado em ON App, ConnectClip ou Controlo remoto 3.0		<input type="checkbox"/>	Contínuo ou repetido três vezes

Piscada longa em VERDE Piscada curta em VERDE

Piscada longa em LARANJA Piscada curta em LARANJA

Acessórios	<input type="checkbox"/> Som	<input type="checkbox"/> Luz de LED	Luz de LED comentários
Adaptador para TV 3.0	2 tons diferentes		Contínuo ou repetido três vezes
ConnectClip	2 tons diferentes		
Modo avião	<input type="checkbox"/> Som	<input type="checkbox"/> Luz de LED	
Modo avião ativado	4 tons descendentes + som curto		
Modo avião desativado	4 tons descendentes + som curto		

Piscada longa em VERDE Piscada curta em VERDE

Piscada longa em LARANJA Piscada curta em LARANJA

*Disponível somente quando é selecionada repetição de três vezes

Continua na próxima página

Avisos	Som	Luz de LED	Luz de LED comentários
Bateria Pilha fraca	<input type="checkbox"/> Três bipes alternados	<input type="checkbox"/> ● ● ● ● ● ● ● ●	Piscando de forma contínua
Sem bateria	4 tons descendentes		
Necessidade verificação de manutenção no microfone	8 bipes repetidos 4 vezes	<input type="checkbox"/> ■ ■ ■ ■	Repetidos quatro vezes
A luz de LED do aparelho auditivo não LIGA quando o aparelho auditivo é colocado no carregador		DESLIGADO	Consulte a seção Solução de problemas

Avisos	Som	Luz de LED	Luz de LED comentários
A luz de LED do aparelho auditivo pisca em LARANJA quando o aparelho auditivo é colocado no carregador		■ ■ ■	Piscando de forma contínua. Consulte a seção Solução de problemas
A luz de LED do aparelho auditivo pisca em VERDE quando o aparelho auditivo é colocado no carregador		○	Piscando de forma contínua. Consulte a seção Solução de problemas.

- Piscada longa em VERDE Piscada curta em VERDE
 Piscada longa em LARANJA Piscada curta em LARANJA

Informações Gerais

Nome Técnico do Produto:
Aparelho Auditivo

Nome Comercial do Produto:
Aparelho Auditivo Retroauricular

Modelos:
miniRITE R

Importado e Distribuído por:
Centro Auditivo Telex LTDA
Av. Venezuela, 27 sala 901 Saúde
Rio de Janeiro / RJ - Brasil
Cep: 20.081-311
Central de Atendimento: 0800 0249 349
C.N.P.J./MF: 33.060.302/0001-04

Fabricado Por:
Oticon A/S
9, Kongebakken
Dk - Smørum - Dinamarca
Tel.: +45 39 27 79 00 Fax: +45 97 92 41 22

Responsável Técnica: **Isabela Papera de Carvalho**
CRFa: 11946 /RJ

REG. ANVISA:

223651BR / 2020.07.21 / v1

223651BR / 2020.07.21 / v1



oticon
life-changing **technology**

223651BR / 2020.07.21 / v1
Oticon More Firmware 1