

*O ConnectLine Telefone é uma interface entre os telefones fixos convencionais e o Streamer, com objetivo de transformar os aparelhos auditivos a em fones de ouvido sem fio.*

*Como parte do sistema ConnectLine, o adaptador de telefone funciona em conjunto com outras soluções ConnectLine como celulares, TV e ConnectLine Microfone.*

### **Um sistema totalmente integrado**

Com o ConnectLine é o usuário quem controla o sistema e não o contrário. Características avançadas como AutoPriority e AutoConnect garantem que o usuário possa ouvir e atender uma chamada telefônica enquanto assiste TV.

### **Telefone Fixo**

O Adaptador de Telefone 2.0 é instalado juntamente a um telefone fixo já existente.

Uma vez que o usuário esteja na faixa de alcance do adaptador de telefone, o Streamer é conectado automaticamente e pronto para receber chamadas (AutoConnect).

Uma vez que o usuário está na faixa do adaptador de telefone, o Streamer Pro ou o ConnectClip automaticamente se conecta e está pronto para receber chamadas (AutoConnect).

A ligação pode ser facilmente atendida, com um simples toque de botão no Streamer Pro, a uma distância de até 30 metros do adaptador de telefone. Para o ConnectClip, a ligação será atendida ao clicar o botão multi-uso com pressão curta.

### **AutoPriority**

Se o usuário está ouvindo a TV usando o ConnectLine TV (ou outra fonte de áudio), a característica AutoPriority garante que uma chamada seja notificada.

### **AutoResume**

Uma vez que a ligação é terminada o Streamer Pro ou o ConnectClip automaticamente retorna ao estágio anterior. Por exemplo, retornar o som da TV.

Para maiores informações por favor acesse: [www.oticon.com/phone](http://www.oticon.com/phone)



\* Ambos o Oticon Streamer Pro e o ConnectClip podem ser pareados com o Adaptador de Telefone, mas eles não irão funcionar simultaneamente. A recomendação é parear um por vez.

## Included

- RJ11 - RJ11 cabo para conexão com telefone fixo residencial
- Fonte de alimentação
- Instruções de uso



## Dados Técnicos

Nome do produto e modelo	ConnectLine Adaptador de telefone 2.0, Model BS-H200
Compatibilidade	Streamer Pro 1.4 ou posterior e o ConnectClip 1.1 ou posterior
Dimensões	124 x 80 x 21 mm; peso 100 g.
Recursos do Sistema ConnectLine	AutoConnect: irá se conectar automaticamente ao Streamer Pro ou ao ConnectClip quando dentro da faixa de alcance. AutoPriority: As chamadas recebidas serão priorizadas em relação ao som da TV. Proximidade pareamento: O adaptador de telefone irá automaticamente se parear ao Streamer Pro ou ao ConnectClip se ambos o Streamer Pro ou o ConnectClip estiverem em modo de pareamento.
Intervalo	Até 30 metros com Streamer Pro ou ConnectClip (sem barreiras)
Conexões	Linha telefônica in/out com interface para (analógico) telefônico fixo(PSTN) (RJ11/RJ11) ConnectLine in/out com interface direta para computador <sup>1</sup> , por exemplo.
Consumo de energia	Máx. 190 mA (usando fonte de alimentação incluída)
Headset in	Max 6dBmV(RMS), 10 KΩ
Headset out	-15 – -10dBmV(RMS), 10 -100 Ω
Largura de Banda de Áudio	Livre Licença de 2,4 GHz (ISM band)
AutoConnect (faixa)	Sim (30 metros)
Qualidade do Áudio	Mono / 8 kHz Amostra de freq.
Frequência	80 Hz - 3.5 kHz (wireless)
Temperatura de operação	10 - 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 70 °C
Emissões	Max. 39 dBμV/m @ 3 metros. Em conformidade com todas as normas relevantes

### Referências:

1. Um cabo ou interface de computador está incluso com o Streamer Pro e o ConnectClip. Também está disponível como um acessório