

RADIOEAR DD45 HEADSET

Instructions for Use – UK/US
The DD45 is a supra-aural headset that can be used for audiometry testing for patients in all ages. The device converts electrical signals from the microphone into air transmitted acoustic signals and couple these signals to the ear of the patient. The device is intended to be used by an audiologist, hearing healthcare professional, or trained technician.

Warning: Only connect to IEC 60601-1 and IEC 60601-1-2 approved devices. Do not use a defective device.

Caution: Before use, make sure the headset is calibrated to the audiometric equipment it is to be used with.

Cleaning instruction

To clean the headphones, use a soft, damp cloth. The use of organic solvents and aromatic oils must be avoided. If necessary, clean the cushions with a lint free cloth lightly dampened in cleaning solution. Make sure not to get moisture in the speaker.

Specifications	
• Standards:	IEC 60645-1:2017, ANSI S3.6-2018, ISO 389-1:2017 & ISO 389-4:1994
• Earphone receiver:	Dynamic moving coil, custom built for audiometry
• Nominal impedance:	10 Ω
• Frequency response:	100 Hz – 8,000 Hz
• Sensitivity:	106,7 dB SPL bei 1 kHz, 1 mW
• Distortion:	< 1% @ 100 Hz, 1.000 Hz & 6.000 Hz
• Max. continuous power:	1 W
• Headband tension:	4,5 N ± 0,5 N
• Weight:	approx. 380g
• Cable length:	0,38 m to 5 m, depending on variant.
• variants of DD45:	DD45C (Contra) and DD45S (Shielded)

Compliant to RoHS 2011/65/EU incl. 2015/863

See www.radioear.us for range of spare parts and accessories

In case of serious incident in relation to the use of the device, the incident must immediately be reported to DGS Diagnostics A/S and the local national competent authority.

Bedienungsanleitung – DE
Das DD45 ist ein ohraufflegendes Headset für audiometrische Tests bei Patienten aller Altersgruppen. Das Gerät wandelt elektrische Signale des Audiometers in über die Luft übertragbare akustische Signale um und koppelt diese Signale an das Ohr des Patienten. Das Gerät ist Audiologen, Gehörspzialisten oder ausgebildeten Technikern vorbehalten.

Warnung: Verbinden Sie das Gerät nur mit IEC 60601-1- und IEC 60601-1-2-konformen Geräten. Verwenden Sie kein defektes Gerät.

Vorsicht: Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass das Headset für die audiometrische Gerät kalibriert ist, mit dem es verwendet werden soll.

Reinigungsanleitung

Reinigen Sie den Kopfhörer mit einem weichen, feuchten Tuch. Die Verwendung organischer Lösungsmittel und aromatischer Öle ist zu vermeiden. Falls erforderlich, reinigen Sie das Gerät mit einem fusselfreien Tuch, das leicht mit Reinigungsösung befeuchtet wurde. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit in den Lautsprecher eindringt.

Technische Daten

• Normen:	IEC 60645-1:2017, ANSI S3.6-2018, ISO 389-1:2017 und ISO 389-4:1994
• Kopfhörer/Empfänger:	Dynamicche Drehspele, speziell für Audiometrie
• Nominale Impedanz:	10 Ω
• Frequenzantwort:	100 Hz – 8,000 Hz
• Sensitivität:	106,7 dB SPL bei 1 kHz, 1 mW
• Verzerrung:	< 1% bei 100 Hz, 1.000 Hz und 6.000 Hz
• Max. Dauerleistung:	1 W
• Kopfbügelspannung:	4,5 N ± 0,5 N
• Gewicht:	ca. 380 g
• Kabellänge:	0,38 bis 5 m, je nach Ausführung.
• Ausführungen des DD45:	DD45C (kontra) und DD45S (abgeschirmt)

Mit RoHS 2011/65/EU einschließlich 2015/863 konform

Siehe www.radioear.us für Ersatzteillistornent und Zubehör

Im Falle schwerwiegenden Vorfalls in Bezug auf die Nutzung des Systems muss dieser sofort DGS Diagnostics A/S und der zuständigen nationalen Behörde gemeldet werden.

Οδηγίες χρήσης – GR
Το DD45 είναι ένα υπεραυτικό ακουστικό κεφαλήs που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακουομετρικές εξετάσεις σε ασθενείς όλων των ηλικιών. Η συσκευή μετατρέπει τα ηλεκτρικά σήματα από το ακουόμετρο σε ακουστικά σήματα που μεταδίδονται από τον αέρα και συνδύει τα σήματα αυτά στο αυτί του ασθενούς. Η συσκευή προορίζεται για χρήση από ακουολόγο, επαγγελματία υγείας στον τομέα της ακοής ή εκπαιδευμένο τεχνικό.

Προειδοποίηση: Συνδέστε μόνο σε σιακειτές εγκυρμενίες κατά IEC 60601-1 και IEC 60601-1-2. Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικά συσκευα.

Οδηγίες καθαρισμού
Για να καθαρίσετε τα ακουστικά, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί. Πρέπει να αποφευχθεί η χρήση οργανικών διαλυτών και αρωματικών ελαίων. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε τα μαξιλάρια με ένα πανί χωρίς χνούδι σε άσπρους βρεγμένο σε διάλυμα καθαρισμού. Φροντίστε να μην εισέλδει υγρασία στο μέγαφωνο.

Προδιαγραφές	
• Πρότυπα:	IEC 60645-1:2017, ANSI S3.6-2018, ISO 389-1:2017 & ISO 389-4:1994
• Δέκτης ακουστικού	Δυναμικό κινητό πηνίο ειδικό για ακουομετρία
• Ονομαστική εμπέδηση:	10 Ω
• Συχνότητα απόκρισης:	100 Hz – 8,000 Hz
• Ευαισθησία:	106,7 dB SPL σε 1 kHz, 1 mW
• Παραμόρφωση:	< 1% @ 100 Hz, 1.000 Hz & 6.000 Hz
• Μέγιστη συνεχής ισχύς:	1 W
• Τάση ταπία κεφαλής:	4,5 N ± 0,5 N
• Βάρος:	περίπου 380g
• Μήκος καλωδίου:	0,38 m έως 5 m, ανάλογα με την παραλλαγή.
• παραλλαγές του DD45:	DD45C (Contra) και DD45S (Shielded)

Συμβατό με το RoHS 2011/65/EE συμπεριλαμβανομένου του 2015/863

See www.radioear.us για σειρά αναλλακτικών και αξεσουάρ

Se περίπτωση σοβαρού περιστατικού σε σχέση με η χρήση της συσκευής, το περιστατικό πρέπει να αναφέρεται αμέσως στην DGS Diagnostics A/S και στην τοπική εθνική αρμόδια αρχή.

Bruksanvisning – DA

DD45-apparatet er supraaurale hovedtelefoner, der kan bruges til udførel af audiometri på patienter i alle aldre. Apparatet konverterer elektriske signaler fra audiometeret til luftoverførte, akustiske signaler og kobler disse signaler til patientens ører. Apparatet er beregnet til brug af en audiolog, hørespecialist eller andet uddannet personale.

Advarsel: Må kun tilsluttes enheder, der efterlever IEC 60601-1 og IEC 60601-1-2. Brug ikke apparatet, hvis det er defekt.

Forsigtig: Før apparatet tages i brug, skal du sørge for, at hovedtelefonerne er kalibreret til det audiometriske udstyr, de skal bruges med.

Reinigungsvejledning
Hovedtelefonerne rengøres med en fugtig, blød klud. Undgå at bruge organiske opløsningsmidler og aromatiske olier. Hvis det er nødvendigt, kan puderne rengøres med en fugtig klud, der er fugtet med et rengøringsmiddel. Undgå at få fugt ned i hovedtelefonernes højtalere/d.

Specificationer	
• Standarder:	IEC 60645-1:2017, ANSI S3.6-2018, ISO 389-1:2017 og ISO 389-4:1994

• Modtager:	Dynamisk bevægelig spole, specialbygget til audiometri
• Nominel impedans:	10 Ω
• Frekvensrespons:	100 Hz – 8,000 Hz
• Følsomhed:	106,7 dB SPL ved 1 kHz, 1 mW
• Forvrængning:	< 1 % @ 100 Hz, 1.000 Hz og 6.000 Hz
• Maks. kontinuerlig effekt:	1 W
• Hovedbåndstrømning:	4,5 N ± 0,5 N
• Vægt:	ca. 380 g
• Kabellængde:	0,38 m til 5 m, afhængigt af modelvariant.
• modelvarianter af DD45:	DD45C (kontra) og DD45S (skærmet).

Overholder RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863

Se det fulde udvalg af dele og tilbehør på www.radioear.us

I tilfælde af en alvorlig hændelse i forbindelse med brugen af apparatet, skal hændelsen straks rapporteres til DGS Diagnostics A/S og den behørlige lokale nationale myndighed.

Kosuluisäädmine – EE
DD45 on kõrvapöelsed kuulard, mida saab kasutada igas vanuses patsientide audiomeetriauringuteks. Seade muundab audiomeetri elektrilise signaali õhu teel edastatavaks akustiliseks signaaliks ning suudab nead patsientide kõrva. Seade on mõeldud kasutamiseks audioloogidele, kuulmisuurijatele või vastava väljaõppega tehnikutele.

Hoiatus! Seadme tohib ühendada ainult standarditelega IEC 60601-1 ja IEC 60601-1-2 vastavate seadmetega. Ärge kasutage defektset seadet.

Ettevõttevõeti Enne kasutamist veenduge, et kuulard oleks kasutatava audiomeetriaseadmestiku jaoks kalibreeritud.

Puhastusjuhendi
Kasutage kõrvapöelsed puhastamiseks pehmet niisket lappi. Kasutada ei tohi orgaanilisi lahusteid ega aroomaalseid õsids. Vajadusel puhastage kõrvarõpki õrnalt ebemehvaha lapiga, mida on puhastuslahuses niisutatud. Jälgige, et niiskus ei satuks väljapooldiisse.

Technicalis andmed	
• Standardid:	IEC 60645-1:2017, ANSI S3.6-2018, ISO 389-1:2017 ja ISO 389-4:1994
• Kõrvaklapptide väljuhtööd:	Dünaamiline liikuv mähis, loodud spetsiaalselt audiomeetrikaks
• Nimim impedants:	10 Ω
• Sageusomaraakteristik:	100 Hz – 8,000 Hz
• Tundlikkus:	106,7 dB SPL sagedusel 1 kHz, 1 mW
• Moonutus:	< 1% @ 100 Hz, 1000 Hz ja 6000 Hz
• Max pidevõimsus:	1 W
• Peapööde pinget:	4,5 N ± 0,5 N
• Kaal:	ligikaudu 380 g
• Kaabli pikkus:	0,38 m kuni 5 m, olenevalt variantid.
• DD45 variandid:	DD45C (vastaspöele) ja DD45S (varjestatud), ühilduvad standardiga RoHS 2011/65/EU, sh 2015/863

Varuosade ja tarvikute valikut va aadressil www.radioear.us

Seadme kasutamisega seotud tõsise vahetjuhtumi korral tuleb juhtumist viivitamatult teatada DGS Diagnostics A/S-ile ja kohalikele pädevale riigiasutusele.

Manual de instrucciones – ES

DD45 es un audífono supraaural que puede usarse para las pruebas de audiometría en pacientes de todas las edades. El dispositivo convierte las señales eléctricas del audímetro en señales acústicas transmitidas por el aire y acopla estas señales al oído del paciente. El dispositivo está dirigido únicamente a audiólogos, profesionales de la salud auditiva o técnicos entrenados.

Advertencia: Conectar únicamente a dispositivos aprobados IEC 60601-1 e IEC 60601-1-2. No utilice un dispositivo defectuoso.

Precaución: Antes de su uso, asegúrese de calibrar el audífono para el equipo audiométrico con el que se usará.

Instrucciones de limpieza

Use un paño suave humedecido para limpiar los auriculares. Evite el uso de solventes orgánicos y aceites aromáticos. Si es necesario, limpie las almohadillas con un paño que no deje pelusa ligeramente humedecido con una solución de limpieza. Asegúrese de que no entre humedad en el altavoz.

Specificaciones	
• Normativas:	IEC 60645-1:2017, ANSI S3.6-2018, ISO 389-1:2017 e ISO 389-4:1994
• Receptor de los auriculares:	Bobina dinámica móvil diseñada en exclusiva para la audiometría
• Impedancia nominal:	10 Ω
• Respuesta de frecuencia:	100 Hz – 8,000 Hz
• Sensibilidad:	De 106,7 dB SPL a 1 kHz, 1 mW
• Distorsión:	< 1% @ 100 Hz, 1.000 Hz y 6000 Hz
• Energía máxima continua:	1 W
• Tensión de la cinta:	4,5 N ± 0,5 N
• Peso:	aprox 380 gramos
• Longitud del cable:	0,38 cm a 5 m dependiendo de la variante.
• Variantes de DD45:	DD45C (Contra) y DD45S (Shielded)

de conformidad con RoHS 2011/65/EU incl. 2015/863

Consulte www.radioear.us para ver las piezas de repuesto y accesorios.

En caso de incidente grave en relación con el uso del dispositivo, el incidente debe reportarse de inmediato a DGS Diagnostics A/S y a la autoridad nacional competente.

Καθηορία – FI
DD45 on kuulokkeiden asettamiseksi suunniteltu vaihdettava kuulokkeiden audiometriin mitattuihin kaikenikäisiin tutkittaviin. Laite muuntaa audiometriin sähköiset signaalit ilmaa kulkeviksi akustisiksi signaaleiksi ja välittää nämä signaalit tutkittavan korvaan.

Varoitut: Saa kytkäa vain IEC 60601-1- ja IEC 60601-1-2 -hyväksytyihin laitteisiin. Varmista laiteita ei saa käyttää.

Huomio: Varmista ennen käyttöä, että kuulokkeet on kalibroitu sitä audiometristä laitetta varten, jonka kanssa niitä käytetään.

Puhdistusohje
Kuulokkeiden puhdistamiseksi käytetään pehmeää, kostutettua liinaa. Orgaanisia liuottimia ja aroomattaisia öljyjä ei saa käyttää. Kuulokkeiden pehmiäkkeiden puhdistamiseksi voi tarvittaessa käyttää nukkaamatonta liinaa, joka on kostutettu puhdistusliuoksella. On varmistettava, ettei kuulokkeeseen pääse kosteutta.

Tekniset tiedot	
• Standardit:	IEC 60645-1:2017, ANSI S3.6-2018, ISO 389-1:2017 ja ISO 389-4:1994
• Kuulokkeen vastaanotin:	Dynaaminen vastavirtainen audiometriakäyttöön
• Nimellimpedanssi:	10 Ω
• Taajuusvaste:	100 Hz – 8,000 Hz
• Herkkyyt:	106,7 dB SPL @ 1 kHz, 1 mW
• Distorsio:	< 1% @ 100 Hz, 1 000 Hz ja 6 000 Hz
• Jatkuva tehonsyöttö enintään:	1 W
• Pannon jännite:	4,5 N ± 0,5 N
• Paino:	noin 380 g
• Kaapelin pituus:	0,38 m tai 5 m, mallikohtainen
• DD45:n eri mallit:	DD45C (kontra) ja DD45S (suojattu) Asetuksen RoHS 2011/65/EU, ml. 2015/863, mukainen

Käsitteen käyttöön liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava välittömästi DGS Diagnostics A/S:lle ja paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Instructions d'utilisation – FR

Le DD45 est un casque supra-aural qui peut être utilisé pour effectuer des tests d'audiométrie sur des patients de tous âges. L'appareil convertit des signaux électriques de l'audiomètre en signaux acoustiques à conduction aérienne et transmet ces signaux à l'oreille du patient.

L'appareil est destiné à être utilisé par un audiologiste, un professionnel de la santé auditive ou un technicien formé.

Avvertimento: Connetter unicamente des appareils approuvés conformes aux normes CEI 60601-1 et CEI 60601-1-2. Ne pas utiliser un appareil défectueux.

Attention : Avant toute utilisation, s'assurer que le casque est calibré en fonction de l'équipement audiométrique avec lequel il est utilisé.

Instructions de nettoyage

Pour nettoyer le casque, utilisez un chiffon doux et humide. Veuillez ne pas utiliser de solvants organiques ou d'huiles aromatiques. Si nécessaire, nettoyez les coussinets avec un chiffon non pelucheux légèrement imprégné d'une solution de nettoyage. Prenez soin de ne pas humidifier le haut-parleur.

Caratteristiche tecniche	
• Normes:	CEI 60645-1:2017, ANSI S3.6-2018, ISO 389-1:2017 et ISO 389-4:1994
• Écouteur du récepteur :	Bobine en mouvement dynamique, adaptée à l'audiométrie
• Impédance nominale :	10 Ω
• Réponse en fréquence :	100 Hz – 8,000 Hz
• Sensibilité :	106,7 dB SPL à 1 kHz, 1 mW
• Distorsion :	< 1 % @ 100 Hz, 1 000 Hz et 6 000 Hz
• Puissance continue max. :	1 W
• Tension du serre-tête :	4,5 N ± 0,5 N
• Poids :	380 g environ
• Longueur de câble :	0,38 m à 5 m, selon la variante.
• Variantes du DD45 :	DD45C (Contra) et DD45S (Isolé)

Conforme à RoHS 2011/65/UE, y compris 2015/863

Voir www.radioear.us pour parcourir la gamme de pièces de rechange et accessoires disponibles

En cas d'incident grave lié à l'utilisation de l'appareil, l'incident doit être immédiatement signalé à DGS Diagnostics A/S et aux autorités locales et nationales compétentes.

Upute za uporabu – HR

Suilač DD45 su supra-auralne slušalice koje se mogu upotrebljavati za audiometrijsko ispitivanje pacijenata svih dobnih skupina. Uređaj pretvara električne signale audiometra u vibracije, tj. signale koji se prenose zrakom i povezuju te signale s uhom pacijenta. Uređaj je namijenjen audioolozima, liječnicima ili kvalificiranim tehničarima.

Upozorenje: Smiju se priključiti samo s uređajima koji su u skladu s normama IEC 60601-1 i IEC 60601-1-2. Ne upotrebljavajte oštećeni uređaj.

Opazite: Prije uporabe vodite računa o tome da slušalice budu kalibrirane s audiometrijskom opremom s kojom će se koristiti.

Upute za čišćenje

Za čišćenje slušalica koristite meku, vlažnu tkaninu/krpicu. Uporaba organskih otapala i aromatičnih ulja mora se izbjegavati. Ako je potrebno, jastučice očistite krom bez dlacica namočenom u sredstvo za čišćenje. Pazite na to da vlagu ne dospjeje u zvučnike.

Specificacije	
• Standardi:	IEC 60645-1:2017, ANSI S3.6-2018, ISO 389-1:2017 & ISO 389-4:1994
• Prijamnik u slušalicama:	Dinamički tip zavojnice, prilagođen za audiometriju
• Nominalna impedancija:	10 Ω
• Frekvencijska odgovora:	100 Hz – 8,000 Hz
• Osjetljivost:	106,7 dB SPL na 1 kHz, 1 mW
• Distorzija:	< 1 % pri100 Hz, 1000 Hz i 6000 Hz
• Maks. neprekidna snaga:	1 W
• Stezanje slušalica:	4,5 N ± 0,5 N
• Masa:	oko 380 g
• Duljina kabela:	0,38 m do 5 m, ovisno o varijanti.
• Varijante slušalica DD45:	DD45C (kontra) i DD45S (zaštićene)

u skladu s direktivama RoHS 2011/65/EU i 2015/863

Za paletu rezervnih dijelova i pribora pogledajte www.radioear.us.

U slučaju ozbiljnog incidenta događaja vezanog uz korištenje ovog uređaja Stetni događaj odmah prijavite tvrtki Interacoustics i lokalnom nacionalnom nadležnom tijelu.

Használási útmutató – HU

A DD45 egy supraaurális szolgálató filre illeszkedő fejhallgató mindenféle életkorú páciensek számára. A készülék az audióméter elektromos jeleit a levegő által közöltveit akusztikus jelekké alakítja, és ezeket a jeleket a páciens füléhez továbbítja. A készülék audiológus, hallásigazdász szakember vagy szakképzett technikus általi használatra szolgál.

Figyelmeztetés: Csak IEC 60601-1 vagy IEC 60601-1-2 szabvány szerint jóváhagyott eszközökhöz csatlakoztassa. Ne használjon hibás készüléket!

Vigyázat: Használat előtt győződjön meg arról, hogy a fejhallgatót a használni kívánt audiometriai berendezéshez kalibrálták.

Tisztítási útmutató

A fejhallgató tisztításához puha, nedves kendőt használjon. Szerves oldószereket és aromás olajok használatát kerülendő. Ha szükséges, a párnákat szőszmentes, tisztítószertl enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa meg. Győződjön meg arról, hogy nem kerül nedvesség a fejhallgatóba.

Műszaki jellemzők	
• Szabványok:	IEC 60645-1:2017, ANSI S3.6-2018, ISO 389-1:2017 & ISO 389-4:1994
• Fejhallgató jelátalakító:	Dinamikus mozgó tekercs, hallásvizsgálóhoz testre szabva
• Névéleges belső ellenállás:	10 Ω
• Frekvenciaválasz:	100 Hz - 8000 Hz
• Érzékenység:	106,7 dB SPL @ 1 kHz, 1 mW
• Torlítás:	< 1% @ 100 Hz, 1000 Hz, 6000 Hz
• Max. folyamatos teljesítmény:	1 W
• Fejgörgő feszítőerő:	4,5 ± 0,5 N
• Tömeg:	kb. 380 g
• Kábel hossza:	0,38 m és 5 m között, a változattól függően.
• A DD45 változatai:	DD45C (kontra) és DD45S (ármýekölt), megletti a RoHS 2011/65/EU irányelvnek, beleértve a 2015/863 irányelvet.

A pátkatkrészlet és tartozékok választékát lásd a www.radioear.us oldalon.

A készülék használatával összefüggő súlyos incidens esetén az incidens haladéktalanul jelenteni kell a DGS Diagnostics A/S és a helyi illetékes nemzeti hatóság felé.

Istruzioni per l'uso – IT

Le cuffie supraaurali DD45 possono essere utilizzate per test audiometrici con pazienti di tutte le età. Il dispositivo converte i segnali elettrici dall'audiometro in segnali acustici trasmessi dall'aria e li accoppia all'orecchio del paziente. Il dispositivo è progettato per essere utilizzato da audiologi, professionisti del settore audiologico o tecnici appositamente formati.

Avvertenza: collegare solo a dispositivi approvati conformi alle norme IEC 60601-1 e IEC 60601-1-2. Non utilizzare un dispositivo difettoso.

Attenzione: prima dell'uso, assicurarsi che le cuffie siano calibrate con le apparecchiature audiometriche con cui saranno utilizzate.

Istruzioni per la pulizia
Per pulire le cuffie, utilizzare un panno morbido inumidito. Evitare l' utilizzo di solventi organici e di oli aromatici. Se necessario, pulire i cuscinetti con un panno che non lascia residui inumidito con una soluzione detergente. Assicurarsi di non far penetrare liquidi all'interno degli altoparlanti.

Specifiche	
• Norme:	IEC 60645-1:2017, ANSI S3.6-2018, ISO 389-1:2017 e ISO 389-4:1994
• Ricevitore delle cuffie:	Bobina a movimento dinamico costruita appositamente per l'audiometria
• Impedenza nominale:	10 Ω
• Risposta di frequenza:	100 Hz – 8,000 Hz
• Sensibilità:	106,7 dB SPL a 1 kHz, 1 mW
• Distorsione:	< 1% @ 100 Hz, 1000 Hz e 6000 Hz
• Potenza continua massima:	1 W
• Tensione dell'archetto:	4,5 N ±0,5 N

• Peso:	circa 380 g
• Lunghezza del cavo:	Da 0,38 m a 5 m

