

SOUNDGATE

Connectez-vous
au monde sans fil
avec le SoundGate



bernafon 
Your hearing • Our passion

Les possibilités de connexion actuelles sont plus nombreuses que jamais. Grâce à une variété d'accessoires, nous sommes connectés avec nos proches, nos amis et nos collègues – à n'importe quel moment et dans n'importe quel endroit. Nous avons également la possibilité d'écouter de la musique, regarder des vidéos, et plus encore. Vos aides auditives associées au SoundGate de Bernafon étendent considérablement vos possibilités de connexion.



Là où d'autres appareils sans fil limitent votre connexion à une seule source audio, le SoundGate vous donne la liberté d'écouter un grand nombre de sources audio avec vos aides auditives. Discret et simple à utiliser, le SoundGate comporte un microphone et un récepteur Bluetooth® intégrés ainsi que des commandes conviviales. Il vous permet ainsi de rester connecté, avec facilité et style.



Le SoundGate de Bernafon vous permet de vous connecter et de communiquer partout et à tout moment. Certaines situations d'écoute quotidiennes peuvent s'avérer difficiles, même avec les meilleures aides auditives. Grâce à des solutions conviviales, Bernafon vous donne la possibilité d'une écoute confortable et agréable.



La transmission via le téléphone portable


Communiquez sans fil en utilisant votre SoundGate comme une interface Bluetooth® entre votre téléphone portable et vos aides auditives.

Communication aisée avec le SoundGate Mic

Utilisez ce microphone discret pour une communication de personne à personne dans des environnements très bruyants pour une écoute plus facile et sans effort.

Ecoute claire et nette de la télévision

Le son est transmis directement de votre téléviseur à vos aides auditives à travers le SoundGate et l'adaptateur TV 2 de Bernafon.



Oreillettes pour la musique ou le GPS

Le SoundGate vous facilite - via Bluetooth® – l'écoute sans fil de la musique ou des instructions GPS dans vos aides auditives.

Appels mains libres avec le téléphone fixe

Appréciez les appels sans fil avec le téléphone fixe et une durée de conversation plus longue à la maison ou au travail grâce au SoundGate et à l'adaptateur Téléphone 2.

Bobine téléphonique avec boucle d'induction

Avec le SoundGate, vous vous connectez simplement et automatiquement aux systèmes de bobine téléphonique en boucle dans les théâtres, les salles de classe ou les lieux de culte.

Connexion sans fil au téléphone portable avec le SoundGate

Le SoundGate fonctionne comme une interface entre vos aides auditives et les téléphones portables Bluetooth®. On ne prévoit pas toujours un appel téléphonique important. Votre SoundGate, lui est toujours prêt. Il vous permet de parler en mode mains-libres sans utiliser le téléphone portable.

Avec le SoundGate, vous pouvez aussi écouter de la musique enregistrée sur votre téléphone portable ou sur un lecteur multimédia directement dans vos aides auditives.

La station de recharge du SoundGate est facile à utiliser pour que l'appareil soit toujours chargé lorsque vous en avez besoin.

Système de bobine téléphonique avec boucle d'induction et SoundGate

Un grand nombre de théâtres, salles de classe et lieux de culte sont maintenant équipés de systèmes préinstallés de boucle d'induction magnétique. Vous pouvez ainsi profiter pleinement des moments dans ces lieux grâce à la bobine téléphonique intégrée du SoundGate. Les signaux audio sont transmis sans fil à vos aides auditives, sans requérir d'appareil séparé ni même un programme spécial d'écoute.

Profitez d'une plus grande mobilité et flexibilité lors de vos déplacements, avec le SoundGate.

Appréciez une communication simplifiée avec le SoundGate Mic

Le SoundGate Mic de Bernafon vous procure encore plus de succès dans les situations d'écoute difficiles.

Ce microphone discret peut être porté par la personne qui vous parle, aussi bien lors d'un échange dans un environnement bruyant, que lors d'une présentation ou un discours. Il est couplé avec le SoundGate (SoundGate 3 ou plus récent) et transmet le signal de la parole directement à vos aides auditives.

Il est très utile pour comprendre la parole sans grand effort, en particulier dans les situations d'écoute avec un bruit de fond (comme dans un restaurant) ou dans des salles avec une importante réverbération (comme dans une salle de spectacles).



Un confort supplémentaire à la maison

Que vous ayez envie de passer une soirée détente devant la télévision ou d'avoir une longue conversation téléphonique avec vos proches ou vos amis, chaque mot sera parfaitement clair avec votre SoundGate.

Connexion sans fil à la télévision avec le SoundGate

Jamais l'écoute de la télévision n'a été aussi confortable et simple. Petit et portable, l'adaptateur TV 2 de Bernafon est compatible avec tout type de téléviseur et transmet un son clair à vos aides auditives via le SoundGate.

Le meilleur avec l'adaptateur TV 2 c'est la possibilité de régler séparément le volume transmis de la télévision à vos aides auditives via le SoundGate.

Tout le monde peut ainsi écouter la télévision au volume qui lui convient, sans inconfort pour les proches.





Connexion sans fil au téléphone fixe avec le SoundGate

Recevez les appels téléphoniques de votre ligne fixe directement dans vos aides auditives grâce à l'adaptateur Téléphone 2 de Bernafon. Le SoundGate et l'adaptateur Téléphone 2 vous transmettent les appels entrants dans vos aides auditives. Vous pouvez ainsi profiter en mains libres des appels sur votre téléphone fixe, en toute confiance.

Avec les accessoires sans fil de Bernafon, il est plus facile et pratique que jamais de se connecter.

L'application SoundGate, intelligente et discrète

Avec l'application SoundGate, Bernafon va au-delà des possibilités habituelles de commande des aides auditives. Utilisez votre iPhone® ou votre smartphone Android™ avec le SoundGate pour changer de programme, augmenter ou diminuer le volume et vous connecter à divers périphériques. Le changement de programme et du volume n'a jamais été aussi facile, et certainement pas aussi discret ¹⁾.

Téléchargez gratuitement l'application SoundGate dans l'App Store ou Google Play™ en saisissant " Bernafon SoundGate " dans le champ de recherche. Il vous suffit ensuite d'un clic pour installer l'application.



Apple, le logo Apple et iPhone sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres régions. App Store est une marque d'Apple Inc. Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc.

¹⁾ L'application SoundGate pour iPhone est compatible avec l'iPhone 6 Plus, l'iPhone 6, l'iPhone 5s, l'iPhone 5c, l'iPhone 5, l'iPhone 4s, l'iPhone 4 et nécessite des aides auditives sans fil Bernafon et le SoundGate 3 (version 3.0 ou plus récente). L'application SoundGate pour Smartphones Android™ nécessite des aides auditives sans fil Bernafon et le SoundGate 3 (version 3.1 ou plus récente).



L'audition et la compréhension sont des besoins humains essentiels. Les problèmes auditifs et les conséquences sociales qui en découlent représentent un défi pour la société. Nous croyons en un monde où les malentendants peuvent de nouveau communiquer sans limite grâce à une technologie avancée.

Fabricant :

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
www.bernafon.com

Fabricant et distributeur local :

Bernafon Canada
500 Trillium Drive, Unit 15
Kitchener, Ontario
Canada N2R 1A7
www.bernafon.ca

Visitez le site internet **www.bernafon.com** pour de plus amples informations sur l'audition et la perte auditive.

SWISS 
Engineering

bernafon 
Your hearing · Our passion

Bernafon Companies: Australia · Canada · China · Denmark · Finland · France · Germany · Italy · Japan · Korea · Netherlands · New Zealand · Poland · Spain · Sweden · Switzerland · Turkey · UK · USA