

Oticon CROS

Una experiencia de sonido revolucionaria para la sordera unilateral



oticon
life-changing technology



Oticon CROS/BiCROS

Una solución nueva e innovadora para la sordera unilateral

Entendemos lo que es vivir con sordera unilateral (SSD). Cuando puede escuchar de un solo oído, los sonidos que provienen de otras direcciones son difíciles de entender. La falta de sonidos y conversaciones en su "lado malo" es una frustración constante. Confiar en un solo oído para escuchar, especialmente en entornos de escucha difíciles, es agotador y desafiante.




Oticon CROS es la solución que ha estado esperando, proporcionando beneficios valiosos y que cambian la vida:


- Escuche más sonidos desde todas las direcciones, incluso en su lado más deficiente
- Manténgase enfocado y entienda las conversaciones, incluso en entornos ruidosos
- Capacidad para estar atento al sonido en el lado más deficiente del oído al mirar televisión o transmitir música y audio
- No se requieren procedimientos quirúrgicos

Ya no tiene que comprometer su capacidad auditiva. Con Oticon CROS, puede participar activamente en todas las conversaciones a su alrededor.

El audífono **Oticon CROS** consta de dos partes:



Un transmisor con un micrófono que capta de forma inalámbrica y envía el sonido del oído más deficiente al mejor.



Un audífono que capta el sonido del transmisor y lo reproduce en su mejor oído.

Conéctese al mundo que lo rodea

La innovadora tecnología de doble transmisión TwinLink™ en Oticon CROS hace posible conectarse a transmisiones de audio externas como música o TV, al mismo tiempo que disfruta de la transmisión de sonido de su oído más deficiente al mejor.



Oticon CROS/BiCROS

Un compañero perfecto con nuestra tecnología más reciente*

Oticon Xceed / Xceed Play



BTE SP



BTE UP

Oticon Opn S™ / Opn Play™



miniRITE



miniRITE T



miniRITE R



BTE PP

Oticon Ruby



miniRITE



miniRITE T



miniRITE R



BTE PP



BTE

Disponible en siete colores:



*Tenga en cuenta: Oticon CROS no es compatible con Oticon Opn S 3 y Oticon Opn Play 2

¿Cómo cambiará el Oticon CROS **tu vida?**

Oticon CROS le brinda acceso al habla y a los sonidos de todos los que le rodean, abriendo su mundo a una experiencia de escucha más natural y más cómoda. Pero, ¿cómo le ayuda esto en la vida real? Imagine más facilidad auditiva en situaciones cotidianas como...



Conociendo su Oticon CROS

¿Listo para comenzar con su Oticon CROS? Adaptarse a cualquier audífono nuevo puede ser un desafío. ¡Tenga en cuenta estos trucos y estará en el camino hacia una mejor salud auditiva en muy poco tiempo!

- Trabaje con su audiólogo protésico para **ajustar con precisión** su Oticon CROS.
- **Intente nuevos sonidos y entornos** con su Oticon CROS: ¡únase a la conversación!
- **Deje descansar a su cerebro** : y dese tiempo para ajustar sus nuevos dispositivos.
- Tome en cuenta la **diferencia en los sonidos y las experiencias** que tiene con su Oticon CROS y asegúrese de compartírselos con su audiólogo protésico en caso de que requiera ajustes en su siguiente visita.

Vea lo que Oticon CROS puede hacer por usted

Sabemos que no está dispuesto a comprometer su salud auditiva, y con Oticon CROS, no tiene que hacerlo.

Para saber más sobre lo que Oticon CROS puede hacer por usted, hable hoy con su audiólogo protésico.

Contacte a su audiólogo protésico local:



20-22885 - 15555-10519/03.20



www.oticon.com

oticon
life-changing technology