

OTICON | **Xceed Play**

El audífono que abre el mundo de su hijo

Para los niños con pérdida auditiva
de severa a profunda



oticon
PEDIATRICS

Más acceso al habla para un mejor desarrollo del lenguaje



Los niños de todas las edades están constantemente rodeados de sonidos en su entorno, tanto habla como ruido, ya estén en el colegio, practicando algún deporte o divirtiéndose con amigos y familiares. Sin embargo, los niños con pérdida auditiva grave a profunda necesitan un apoyo adicional para separar las voces del ruido para que puedan comprender lo que se dice.

¿SABÍA QUÉ...?

Más del 80% de lo que los niños aprenden proviene del aprendizaje incidental.* Esto se produce cuando los niños escuchan que se dice a su alrededor, en lugar de a través de la enseñanza directa. Para apoyarlo, los niños necesitan poder escuchar el claramente lo que se habla a su alrededor.

Una innovación en la audiolgía para niños con pérdida auditiva grave


Oticon Xceed Play es para niños de todas las edades con pérdidas auditivas graves a profundas

Oticon Xceed Play cuenta con una tecnología revolucionaria que abre el mundo de su hijo y le proporciona acceso a más lenguaje hablado. Con un panorama sonoro de 360°, su hijo tendrá mejores condiciones para prosperar y desarrollarse gracias al aprendizaje formal e incidental.

Oticon Xceed Play le proporciona a su hijo:

- ✓ Acceso de 360° al habla
- ✓ Sonido excepcional, claro y detallado
- ✓ Previene los pitidos molestos
- ✓ Fácil conectividad inalámbrica con muchos dispositivos

* Knoors, M., & Marschark, M. (2015). Educating deaf learners (Educar a niños sordos), 547-572.



Deje que se abran a más lenguaje hablado, lo que permite **más oportunidades para aprender**

Tecnología tradicional

Se centra en un interlocutor y suprime a los demás

Los audífonos direccionales tradicionales para niños con pérdida auditiva grave a profunda no ofrecen acceso al habla que proviene de todas las direcciones. En vez de eso, la tecnología se centra en la persona que está frente al niño, suprimiendo todo lo demás como ruido de fondo.

La tecnología alternativa proporciona a los niños acceso a todos los sonidos, ya sean relevantes o no, lo que hace que sea más difícil separar el habla del ruido.

Ambos enfoques hacen que el cerebro trabaje más duro para tratar de dar sentido al sonido cuando intentan seguir una conversación.



Nueva tecnología

Proporciona acceso de 360° al habla para conseguir mejores condiciones de aprendizaje

La nueva tecnología pionera de Oticon Xceed Play, resulta lo suficientemente rápida como para respaldar la forma en que el cerebro interpreta el sonido. Le da a su hijo acceso con pérdida auditiva grave a profunda acceso de 360° al mundo y lo ayuda a diferenciar entre sonidos significativos y sonidos perturbadores irrelevantes, sin reducir los sonidos ambientales importantes para el aprendizaje y la seguridad incidentales.

Una mejor audición proporciona mejores condiciones para que su hijo desarrolle su lenguaje, aprenda, crezca y participe en el mundo que le rodea.

La prevención revolucionaria del feedback proporciona más detalles del habla a su hijo



Dar a su hijo la amplificación que necesita puede causar, a veces, molestos sonidos de silbidos cuando algo o alguien se acerca demasiado al audífono. Esto se llama retroalimentación (feedback), y normalmente se produce muchas veces al día: cuando abraza a su hijo, durante el juego o cuando su hijo se pone un sombrero. También puede estar causado por el crecimiento del oído.

Antes, los audífonos gestionaban los problemas de feedback simplemente bajando la amplificación, lo que por lo tanto afectaba a la comprensión del habla.

Ahora, la innovadora tecnología de Oticon Xceed Play previene el feedback de forma instantánea antes de que se produzca, sin poner en peligro la amplificación, de forma que el niño pueda disfrutar a una señal de habla más clara y estable a lo largo del día.* De hecho, su hijo se beneficiará de recibir hasta un 20%** más de detalles del habla, que son esenciales para el desarrollo del lenguaje.

* Para adaptaciones prescritas, de acuerdo con las mejores prácticas.
** Ng & Rumley 2019, Documento técnico de Oticon.



Una buena audición comienza en el cerebro

Oímos con el cerebro, no con los oídos. Los oídos de su hijo capturan el sonido, pero es el cerebro el que lo convierte en información que tiene significado. Por eso es esencial que el audífono de su hijo soporte la forma en que el cerebro interpreta los sonidos naturalmente.

Las demostradas tecnologías BrainHearing™ de Oticon Xceed Play proporcionan al cerebro de su hijo las mejores condiciones posibles para oír de una forma que ayude al cerebro a aprender nuevas cosas y desarrollar las habilidades del idioma.

Conectando a su hijo con los dispositivos de uso cotidiano



Para los niños y adolescentes con pérdida auditiva grave, todos los accesorios inalámbricos y complementos que puedan mejorar la señal sonora son a menudo necesarios para hacer la vida más fácil. Gracias a una amplia gama de opciones de conexión por Bluetooth®, Oticon Xceed Play permite a los niños conectarse de forma inalámbrica a smartphones y accesorios modernos que hacen que sea más fácil participar en el colegio, disfrutar de la música y divertirse con los amigos.

Soluciones para el aula

Oticon Xceed Play ofrece una amplia gama de opciones de conectividad para el aula para que su hijo pueda conectarse directamente con los profesores, sistemas FM y dispositivos electrónicos del colegio.


ConnectClip

El ConnectClip de Oticon es un pequeño micrófono inalámbrico que usted, los profesores u otro cuidador pueden usar en entornos de audición difíciles para su hijo. Cuando la distancia se convierte en un problema, puede ayudar a su hijo a escuchar lo que le está diciendo con más claridad. Por ejemplo mientras conduce, o cuando su hijo está en el cochecito, en el patio de recreo o siguiendo al maestro. Esto garantiza que siempre podrán participar activamente en lo que está sucediendo, y experimentar las mejores condiciones para aprender y desarrollarse.

Mejor control con la aplicación Oticon ON

La aplicación Oticon ON hace que sea más fácil para los niños más mayores y los padres monitorizar y controlar los audífonos desde un smartphone.


- Podrá ajustar el volumen, programar o verificar el estado de la batería y disfrutar de una amplia gama de opciones de conexión.
- La aplicación incluye la función "buscar mis audífonos" en el caso de que su hijo pierda uno o los dos audífonos.
- La nueva función HearingFitness™ ayuda a su hijo a tomar un mejor control de su audición, al permitirle establecer metas auditivas y realizar un seguimiento de su progreso.



Para obtener más información sobre las opciones de conectividad, visite oticon.com/connectivity

Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod touch son marcas de Apple Inc. registradas en EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC

Soluciones diseñadas para resistir la infancia



Oticon Xceed Play se ofrece en dos modelos retroauriculares (BTE): BTE Super Power (SP) y BTE Ultra Power (UP), dependiendo de la pérdida auditiva. Ambos modelos están disponibles en 12 colores perfectos para los niños, que permitirán que su hijo sea más discreto o destaque. Además incluye una divertida colección de adhesivos decorativos que su hijo puede usar para personalizar los audífonos.



BTE SP

BTE UP

Creados para la infancia

Oticon Xceed Play ha sido diseñado para resistir el ajetreo de la infancia. Los audífonos cuentan con nano recubrimiento, y poseen el certificado IP68 para garantizar la resistencia al polvo y al agua. También pueden resistir la humedad y las temperaturas frías y calientes. Una tapa de batería opcional a prueba de manipulaciones protege contra los pequeños e inquisitivos dedos, mientras que el indicador LED le confirmará que la batería funciona correctamente.

Libre de alérgenos

Para cumplir con los estándares internacionales sobre seguridad y biocompatibilidad, además de para minimizar las alergias, hemos excluido más de 200 materiales potencialmente dañinos, incluyendo los ftalatos. Nuestros audífonos están pintados con pintura biocompatible y son completamente hipoalérgenicos. Esto también se aplica a los adhesivos decorativos.


Oticon SafeLine™

Oticon SafeLine es un accesorio de retención para el audífono, que utiliza un clip para sujetar los audífonos de su hijo al cuello de la camisa de su hijo, evitando que se pierdan o dañen. Oticon SafeLine ha sido especialmente desarrollado para ser hipoalérgenico y está hecho de materiales seguros y biocompatibles.



Oticon Xceed Play está disponible en 12 colores perfectos para la infancia.

Póngase en contacto con su audiólogo protésico más cercano:



17940 15555-10487/08.19



www.oticon.com

oticon
PEDIATRICS