



Oticon Sensei apuesta por afrontar la vida con fuerza

Aportando la solución única para cada edad

Oticon Sensei trata de manera especial y única a cada usuario y en cada etapa de su vida convirtiéndose de esta manera, en la solución auditiva pediátrica más avanzada que se ha desarrollado hasta el momento.

Una solución basada en un nuevo y revolucionario concepto audiológico que lleva al cuidado de la salud auditiva pediátrica a un nivel superior.

Oticon Sensei cuenta con unas prestaciones únicas que permiten una mayor comprensión del habla y la habilidad de adaptarse diariamente a cada entorno auditivo.

People First

People first es nuestra promesa de ayudar a las personas a comunicarse libremente, relacionarse con naturalidad y participar de forma activa

Preparados para
vivir la vida



SOLUCIONES AUDITIVAS PEDIÁTRICAS



Máxima comprensión del habla en cada etapa de su vida

child
friendly
hearing
care

Nuestra misión audiológica es asegurar un futuro mejor para cada niño con pérdida auditiva. Tenemos el firme compromiso de desarrollar herramientas y técnicas que ayuden a crecer con la complejidad que significa una pérdida auditiva y facilitar al audiólogo la posibilidad de desarrollar el máximo potencial de cada uno de los niños.

139113ES / 09.13 Printed on 100% recycled paper



Le acompañamos en cada etapa de su vida

En Oticon nos preocupamos por investigar que es lo importante en cada etapa de su vida y ayudarle a desarrollarse al máximo en cada una de ellas

Alta tecnología específicamente diseñada para su edad



Asegura la correcta inserción del molde
- SmartFit™ Trainer

Mejora la señal del habla en situaciones de ruido
- VoicePriority i™

Elimina los pitidos
- Inium feedback shield

Permite una mayor percepción espacial del sonido
- 10 KHz de Ancho de banda

Escuchar la voz del profesor en presencia de ruido
- FM Modo silencio

Comodidad en cualquier situación de ruido
- Gestión de Ruido

Aporta un sonido natural y mayor información de la señal del habla facilitando la comprensión
- Speech Guard E

Compatibilidad con los sistemas de FM
- Filtro de Compatibilidad FM

Diseño resistente

Acceso wireless a todos los sistemas
- ConnectLine

Resistente al agua y al polvo corrosivo (certificado IP57)

Una solución única para alguien único

Oticon Sensei está diseñado para adaptarse a las necesidades individuales en cada etapa de desarrollo

Descubre como Oticon Sensei puede ayudar en el desarrollo pediátrico.

Para más información sobre oticon Sensei www.oticon.es



Estar conectado a la vida

- Filtro de compatibilidad FM y ConnectLine

Oticon ConnectLine ofrece una conexión inalámbrica fácil entre los audífonos y los teléfonos, reproductores MP3, sistemas de juegos y mucho más.

Oticon ConnectLine es el compañero perfecto para los jóvenes usuarios que están acostumbrados a las nuevas tecnologías proporcionando una conectividad inalámbrica tanto para utilización a nivel educativo como para el entretenimiento.

Para no perder la atención en la clase

- Voice Priority i™ y FM Modo Silencio

Voice Priority i™ Asegura que la voz del profesor se siga escuchando a pesar de que haya exceso de ruido en la clase y el poder escuchar a otros compañeros cuando el profesor no está hablando.



Comprensión del habla en cualquier situación

- Speech Guard E

Es importante para el desarrollo auditivo y cognitivo de los niños con pérdida de audición que consigan la mejor percepción posible del sonido.

Un niño debe de ser capaz de hacer frente a entornos auditivos complejos a pesar de su falta de experiencia en el mundo auditivo.



La fuerza necesaria

- 10 kHz de Ancho de banda

10KHZ de banda ofrece una mayor localización del sonido



Escucha cómoda

- Gestión de ruido TriState

La Gestión de ruido TriState ofrece una reducción del ruido sin comprometer la señal del habla



Hecho especialmente para ellos

- Diseño Seguro y resistente a la humedad y el polvo

Sensei ofrece las máximas prestaciones en amplificación y tratamiento de la señal para desarrollarse plenamente.

Sensei es resistente al agua y tiene el certificado IP57 esto quiere decir que sus partes mecánicas están diseñadas y selladas para evitar que el agua, el polvo y la suciedad entren dentro del audífono. Todos los componentes claves están recubiertos con "Nano Coat" para repeler el agua y la humedad.



No más pitidos

- Inium feedback shield

Inium feedback shield, es un sistema anti-feedback de Oticon que evita que los audífonos piten. A través de su plataforma Inium, combina tres tecnologías: inversión de fase, desplazamiento de frecuencia, y la limitación estimada del feedback, para prevenir el feedback sin introducir ruidos.



Correcta colocación del molde

- SmartFit™ Trainer

Único en el mercado. Se trata de un sistema que informa a los padres mediante una luz de la correcta colocación del molde.



Gama amplia de colores divertidos